

It

Elektrinis neįgaliojo vežimėlis

Modelis 2.322 OPTIMUS 2

Naudojimo instrukcija



CE

 **MEYRA®**



Regėjimo negalią turintys asmenys šiuos PDF formatu pateikiamus failus su papildoma informacija apie mūsų gaminius ras mūsų interneto svetainėje adresu:

< www.meyra.com >.

👉 Jei reikės, kreipkitės į platintoją. Naudotojai su regos sutrikimu gali paprašyti, kad dokumentus perskaitytų padėjėjas.

Turinys

Naudojamo ženklavimo reikšmė	8
Įvadas	8
Modelių sąrašas	8
Indikacijos / kontraindikacijos	8
Darbastalis	9
Įsigijimas	9
Paskirtis	9
Naudojimas	10
Pritaikymas	10
Derinimas su kitų gamintojų gaminiais	11
Pakartotinis naudojimas	11
Naudojimo trukmė	11
Pagrindinė padėtis	11
Apžvalga	12
Modelis 2.322	12
Elektrinio neįgaliojo vežimėlio naudojimas	13
Elektrinio neįgaliojo vežimėlio užfiksavimas	13
Funkcijų patikra	13
Važiavimo pobūdis	13
Stabdžiai	13
Darbiniai stabdžiai	13
Elektrinio neįgaliojo vežimėlio stabdymas	13
Avarinis stabdymas	13
Stovėjimo stabdys	13
Būgninis stabdys	14
Stabdžių užfiksavimas	14
Stabdžių atlaisvinimas	14
Važiavimo / stūmimo režimas	15
Stūmimo režimo įjungimas	15
Važiavimo režimo įjungimas	15

Paruošimas važiuoti	16
Patikrinimas prieš pradėdant važiuoti	17
Akumulatoriaus įkrovimo procesas	18
Valdymo modulio padėties nustatymas	19
Veikimo aprašymas	19
Atstumo iki atramos rankoms nustatymas	19
Valdymo modulio nuėmimas	19
Valdymo modulio įstatymas	19
Valdymo modulio pasukimas	20
Valdymo modulio aukščio nustatymas	20
Kojų atramos	21
Blauzdos diržas	21
Blauzdų diržo nuėmimas	21
Blauzdų diržo uždėjimas	21
Blauzdų diržo ilgio nustatymas	21
Kojų atramos apatinė dalis	22
Pėdų plokštelės	22
Pėdų plokštelė	22
Kojų atramos viršutinė dalis	23
Kojų atramų pasukimas į išorę	23
Kojų atramų pasukimas	24
Kojų atramų nuėmimas	24
Kojų atramų įkabinimas	24
Mechaninė reguliuojamo aukščio kojų atrama	25
Kojų atramos pakėlimas / nuleidimas	25
Elektrinė reguliuojamo aukščio kojų atrama	26
Aukščio reguliavimas	26
Elektrinės reguliuojamo aukščio kojų atramos nuėmimas	26
Elektrinės reguliuojamo aukščio kojų atramos įkabinimas	26


Porankiai	27
Kodu 106 pažymėti porankiai	27
Porankio nuėmimas	27
Porankio įstatymas	28
Kodu 24 pažymėti porankiai – sėdynė „Ergostar“	28
Porankių užlenkimas	28
Porankių polinkio nustatymas	28
Sėdynė	29
Sėdynės užlenkimas į viršų	29
Elektrinis sėdynės polinkio reguliatorius	29
Sėdynė „Ergostar“	30
Nugaros atlošo kampo nustatymas	30
Lordozės atramos nustatymas	30
Sėdynė „Ergo Seat“	31
Nugaros atlošo užlenkimas	31
Nugaros atlošo atlenkimas	31
Nugaros atlošo polinkio nustatymas	31
Elektra reguliuojamas nugaros atlošas	32
Elektra reguliuojamo nugaros atlošo užlenkimas	32
Nugaros atlošo atlenkimas	32
Galvos atrama	33
Sėdynės sistema „ERGO Seat“	33
Prilaikymo diržas	34
Galinio vaizdo veidrodėlis	35
Galinio vaizdo veidrodėlio nuėmimas	35
Galinio vaizdo veidrodėlio įstatymas	35
Galinio vaizdo veidrodėlio nustatymas	35
Ramentų laikiklis	35
Darbastalis	36
Darbastalio pasukimas	36
Darbastalio nuėmimas	37
Darbastalio įstatymas	37
Apšvietimas	38

Pakrovimas ir transportavimas	39
Pakrovimas	39
Ramos ir kėlimo platformos	39
Asmenų gabenimas transporto priemone	39
Transportavimo apsauga	40
Padangos	41
Techninė priežiūra	41
Techninės priežiūros darbai	41
Techninės priežiūros planas	42
Saugikliai	44
Saugiklių keitimas	44
Apšvietimas	45
Važiavimo žibintai	45
Trikčių šalinimas	46
Pagrindinės saugos nuorodos	47
Lydintysis asmuo	47
Persėdimas iš elektrinio neįgaliojo vežimėlio	48
Daiktų siekimas	48
Nuokalnės, įkalnės arba pasviras važiavimo kelias	48
Kliūčių įveikimas	49
Elektros įranga	49
Pervežimas viešuoju transportu	50
Važiavimas viešaisiais keliais	50
Valymas	50
Dengiamasis sluoksnis	51
Dezinfekavimas	51
Remonto darbai	52
Remontas	52
Priežiūra	52
Atsarginės dalys	52
Nuorodos, jei nenaudojama ilgesnį laiką	52
Utilizavimas	52

Techniniai duomenys	53
Padangų pripildymo slėgis naudojant pneumatines padangas	53
Veikimo nuotolis	53
Gebėjimas kilti įkalne	54
Taikyti standartai	54
Modelio 2.322 duomenys pagal ISO 7176-15 standartą	55
Kiti modelio 2.322 techniniai duomenys	56
Matmenys naudojant sėdynę „Ergoseat“ (kodai 948 / 950, be galvos atramos)	58
Matmenys naudojant sėdynę „Ergostar“ (kodas 961, be galvos atramos)	59
Prie elektrinio neįgaliojo vežimėlio priklijuotų lipdukų reikšmė	60
Plovimo instrukcijose vaizduojamų simbolių reikšmė	61
Identifikacinėje plokštelėje pateiktų simbolių reikšmė	62
Patikros patvirtinimas	63
Atsakomybė už trūkumus / garantija	64
Atsakomybės už trūkumus / garantijos skirsnis	65
Patikros patvirtinimas norint perduoti	65
Užrašams	66

NAUDOJAMO ŽENKLINIMO REIKŠMĖ

Privaloma laikytis tam tikra spalva pažymėtų saugos nuorodų!


-  Šiuo simboliu žymimos nuorodos ir rekomendacijos.
- [] Nuoroda į paveikslėlio numerį.
- () Nuoroda į paveikslėlyje pavaizduotus funkcinis elementus.

JVADAS

Prieš pradėdami eksploatuoti pirmą kartą perskaitykite šį dokumentą.

Vaikai ir jaunuoliai prieš važiuodami vežimėliu pirmą kartą šį dokumentą turėtų perskaityti kartu su tėvais arba prižiūrimi prižiūrėtojo ar lydinčiojo personalo.

Pateikta naudojimo instrukcija padės Jums susipažinti su elektrinio neįgaliojo vežimėlio naudojimu ir išvengti nelaimingų atsitikimų.

-  Vaizduojami įrangos variantai gali neatitikti Jūsų modelio.

Instrukcijoje gali būti ir skyrių su parinktimis, kurių Jūs įsigytame elektriniame neįgaliojo vežimėlyje gali ir nebūti. Tiekiamų parinkčių ir priedų sąrašą rasite savo elektrinio neįgaliojo vežimėlio užsakymo formoje.

Reguliariai pasidomėkite informacija apie gaminio saugą ir galimas mūsų gaminių atšaukimo akcijas, kuri pateikiama mūsų interneto svetainės skirtuke < *Informacijos centras* > adresu:

< www.meyra.com >.

Mes sukūrėme elektrinį neįgaliojo vežimėlį, kuris atitinka medicinos prietaisams keliamus techninius ir įstatymų reikalavimus. Norėdami pranešti apie sunkius nenumatytus įvykius, kurių vis dėlto nepavyksta išvengti,

rašykite mūsų el. pašto adresu < info@meyra.de > ir informuokite kompetentingą šalies narės įstaigą.

MODELIŲ SĄRAŠAS

Ši naudojimo instrukcija skirta toliau nurodytiems modeliams:

Modelis 2.322

INDIKACIJOS / KONTRAINDIKACIJOS

Atsiradus alerginėms reakcijoms, odos paraudimui ir (arba) nuspaudimui naudojant elektrinį neįgaliojo vežimėlį, būtina nedelsiant kreiptis į gydytoją.

Siekiant išvengti kontaktinės alergijos, rekomenduojame elektrinį neįgaliojo vežimėlį naudojant uždengti uždangalu.

Jūsų elektrinis neįgaliojo vežimėlis atlieka daug funkcijų, todėl jį galima naudoti ir turint žymią, ir visišką judėjimo negalią / negalint vaikščioti dėl struktūrinių ir (arba) funkcinų apatinių galūnių pažeidimų (taip pat dėl amputacijos, susižalojimo pasekmių, dėl kaulų ir raumenų ligų atsiradus judesių sutrikimams). Tai gali būti, pvz.:

- paralyžius,
- galūnių netekimas (kojų amputacija),
- galūnių defektas / deformacija,
- sąnarių kontraktūros / pažeidimai,
- kitos ligos.

Pradėjus naudoti taip pat reikia atkreipti dėmesį į neįgaliojo asmens fizinę ir psichinę sveikatą, amžių bei asmeninės gyvenamosios vietos sąlygas ir asmeninę erdvę.

Kvalifikuotas asmuo (medicinos prietaisų konsultantas, reabilitacijos konsultantas ar

kt.) kiekvienu atveju turėtų vežimėlį patikrinti, išbandyti ir suderinti pagal individualius reikalavimus, kurie priklauso nuo ligos pobūdžio. Taip pat privaloma įsitikinti, kad asmenys, kurie atitinka kontraindikacijose nurodytas sąlygas, tam tikrais atvejais turi kognityvinių ir fizinių gebėjimų bei jų moralinės savybės leidžia valdyti modelių sąrašę nurodytus modelius.

Elektrinio neįgaliojo vežimėlio negalima naudoti toliau nurodytais atvejais:

- riboti kognityviniai gebėjimai ir protinis atsilikimas, kai šie požymiai neleidžia savarankiškai naudoti elektrinio neįgaliojo vežimėlio;
 - sutrikęs regėjimas, jei šios problemos negalima pašalinti akiniais ar kitomis pagalbinėmis priemonėmis, ir tai apriboja kasdienę veiksmą;
 - vartojami tam tikri medikamentai (būtinai pasitarti su gydytoju ar vaistininku);
 - aplinkybės, kurios neleidžia savarankiškai valdyti valdiklį;
 - ženklūs pusiausvyros sutrikimai ir (arba) suvokimo negalia;
 - negebėjimas sėdėti.
- ☞ Dėl šių ir kitų galimų rizikų naudojant elektrinį neįgaliojo vežimėlį pasitarkite su savo gydytoju, terapeutu ar platintoju.

Darbastalis

Pasireiškus netikėtiems simptomams, kurie gali būti siejami su darbastalio naudojimu, būtina nedelsiant kreiptis į gydytoją.

Šiame skyriuje pateikiamos papildomos indikacijos ar kontraindikacijos nepakeičia elektrinio neįgaliojo vežimėlio naudojimo indikacijų ar kontraindikacijų.

Stalo valdiklio negalima naudoti toliau nurodytais atvejais:

- Asmuo turi polinkį į klaustrofobiją.

ĮSIGIJIMAS

Savo gamykloje mes patikriname kiekvieno gaminio kokybę ir supakuojame jį į specialią kartoninę dėžę.

☞ Tačiau mes norėtume paprašyti gavus elektrinį neįgaliojo vežimėlį, geriausia dar neišvykus atgabenusiam asmeniui, patikrinti, ar transportuojant nebuvo padaryta žalos.

☞ Reikėtų išsaugoti elektrinio neįgaliojo vežimėlio pakuotę, kad prireikus transportuoti būtų galima ją panaudoti ir vėliau.

PASKIRTIS

Elektrinis neįgaliojo vežimėlis yra skirtas palengvinti asmenų mobilumą lauke.

NAUDOJIMAS

Nenaudokite elektrinio neįgaliojo vežimėlio, jei nesumontuotos kojų atramos bei porankių bloka!

Naudokitės tik nesugadintu elektriniu neįgaliojo vežimėliu.

Elektrinis neįgaliojo vežimėlis yra pritaikytas tik **vienam** sėdinčiam asmeniui vežti.
– Kitos tempiamosios ir transportavimo apkrovos neatitinka paskirties.


Jei Jūsų judėjimo galimybės yra ribotos arba visai negalite judėti įsitikinkite, kad kilus bet kokiai problemai galėsite pakviesti pagalbą.


Elektrinis neįgaliojo vežimėlis naudojamas ant lygaus, tvirto pagrindo ir gali būti pritaikytas, kaip aprašyta toliau:

- vidaus patalpose (pvz., bute, dienos centre),
- lauke (pvz., važiuoti sutvirtintais parkų keliais).
- Apsaugokite elektrinį neįgaliojo vežimėlį nuo ekstremalių temperatūrų ir kenksmingų aplinkos sąlygų, pvz., saulės spindulių, didelio šalčio, druskingo vandens.
- smėlis ir kitokios nešvarumų dalelės gali užblokuoti judančias dalis, todėl jos neveiks.

Elektrinį neįgaliojo vežimėlį galima įvairiai pritaikyti pagal individualius naudotojo kūno matmenis.

Vežimas autobusais, traukiniais ir lėktuvais gali būti ribojamas pagal nacionalines taisykles.

 Pasiteiraukite savo vežėjo apie galimai taikomus apribojimus.

 Prieš skrisdami lėktuvu skrydžių bendrovėje ir vežimėlio naudojimo šalyje

išsiaiškinkite vežimėlio naudojimo šalyje ir atostogų vietoje galiojančias įstatymų nuostatas dėl gabenimo oro transportu.


Elektrinį neįgaliojo vežimėlį naudokite tik pagal skyriuje skaitykite sk. *Techniniai duomenys*, 53 psl. pateiktas specifikacijas ir laikydamiesi ribinių verčių.


PRITAIKYMAS

Pritaikymo, nustatymo ir remonto darbus leidžiama atlikti tik platintojui.

Elektrinį neįgaliojo vežimėlį galima pritaikyti pagal individualius naudotojo kūno matmenis. Prieš naudojant pirmą kartą, elektrinį neįgaliojo vežimėlį turi pritaikyti platintojas, kuris turėtų informuoti ir apie Jūsų elektrinio neįgaliojo vežimėlio funkcijas. Tai atliekant atsivėlgijama į naudotojo mokėjimą važiuoti, fizinės savybės ir pagrindinę elektrinio neįgaliojo vežimėlio naudojimo vietą. Prieš pradėdami naudoti pirmą kartą patikrinkite elektrinio neįgaliojo vežimėlio funkcijas.

Jei Jūsų platintojas perdirbtų / pertvarkytų elektrinį neįgaliojo vežimėlį arba atliktų esminių pakeitimų nenaudodamas originalių atsarginių dalių, tam tikromis aplinkybėmis tai būtų vadinama elektrinio neįgaliojo vežimėlio pakartotiniu perdavimu rinkai. Todėl Jūsų platintojas turėtų pasirūpinti naujais atitikties įvertinimais ir atlikti patikras.

 Mes rekomenduojame reguliariai patikrinti, ar elektrinis neįgaliojo vežimėlis tinkamai pritaikytas, kad būtų galima vežimėlį naudoti ilgą laiką ir optimaliai net ir pasikeitus naudotojo ligos / neįgalumo aplinkybėms. Augantiems asmenims rekomenduojama pritaikyti kas 6 mėnesius.


-  Mes rekomenduojame reguliariai pasitikrinti pas gydytoją, kad būtų užtikrintas aktyvus dalyvavimas kelių eisme.

DERINIMAS SU KITŲ GAMINTOJŲ GAMINIAIS

Bet kokių būdu atliekamas elektrinio neįgaliojo vežimėlio derinimas su kitų gamintojų tiekiamais komponentais traktuojamas kaip elektrinio neįgaliojo vežimėlio konstrukcijos pakeitimas. Norėdami priderinti kitus komponentus, kreipkitės į mus, kad sužinotumėte, ar tai yra įmanoma.

PAKARTOTINIS NAUDOJIMAS


Elektrinį neįgaliojo vežimėlį galima naudoti pakartotinai. Elektrinio neįgaliojo vežimėlio modulinę konstrukciją galima pritaikyti esant įvairiems neįgalumo pobūdžiams ir kūno gabaritams. Prieš kiekvieną pakartotinį naudojimą reikia kruopščiai patikrinti visą elektrinio neįgaliojo vežimėlio konstrukciją.

-  Prieš pakartotinį naudojimą reikia imtis būtinų, patvirtintame higienos plane nurodytų higienos priemonių bei dezinfekuoti.

Platintojui skirtoje priežiūros instrukcijoje pateikiama informacijos apie Jūsų elektrinio neįgaliojo vežimėlio pakartotinį naudojimą ir apie tai, kiek kartų vežimėlį galima naudoti pakartotinai.

NAUDOJIMO TRUKMĖ

Mes numatėme, kad šis gaminys turėtų būti naudojamas vidutiniškai 5 metus, jei jis būtų naudojamas pagal paskirtį bei atliekant visus nurodytus techninės priežiūros ir apžiūros darbus. Jūsų gaminio naudojimo trukmė priklauso nuo naudojimo dažnumo, naudojimo aplinkos ir jo priežiūros. Naudojant atsargines dalis gaminio naudojimo trukmė gali būti ilgesnė. Atsarginių dalių dažniausia galima įsigyti dar 5 metus nuo gaminio gamybos pabaigos.

-  Nurodytos naudojimo trukmės negalima traktuoti kaip papildomos garantijos.

PAGRINDINĖ PADĖTIS

Įkalnėmis, nuokalnėmis ir per kliūtis važiuokite tik tuomet, kai sėdynė, atlošo polinkis ir sėdynės polinkis yra pagrindinėje padėtyje. – Pavojus pakrypti!

Pagrindinė padėtis – tai:

- nustatytas pats žemiausias sėdynės aukštis;
- atlošo polinkis yra vertikaliai;
- sėdynės polinkis yra horizontaliai (daugiausia gali būti nustatyta 10° kampū).


APŽVALGA

Modelis 2.322

Apžvalgoje pateikiami svarbiausi elektrinio neįgaliojo vežimėlio komponentai ir valdymo įtaisai.

Poz. Pavadinimas

- (1) Nugaros atlošas
- (2) Porankis
- (3) Valdymo modulis
- (4) Sėdynė
- (5) Kojų atrama
- (6) Sėdynės fiksatorius
- (7) Blauzdos diržas
- (8) Pėdos plokštelė
- (9) Važiavimo žibintai/Posūkio žibintas
- (10) Varantysis ratas
- (11) Vairuojamasis ratas
- (12) Važiavimo / stūmimo režimo perjungimo svirtis arba stabdymo svirtis
- (13) Identifikacinė plokštelė
- (14) Posūkio žibintas / galinis žibintas
- (15) Transportuojant naudojamas tvirtinimo elementas gale



ELEKTRINIO NEJGALIOJO VEŽIMĖLIO NAUDOJIMAS

Elektrinio neįgaliojo vežimėlio užfiksavimas

Elektrinis neįgaliojo vežimėlis nuo nepageidaujamo riedėjimo apsaugomas taip, kaip aprašyta toliau:

1. Perjunkite važiavimo / stūmimo režimo svirtį į važiavimo režimo padėtį.
2. Išjunkite valdymo modulį.

Funkcijų patikra

Kiekvieną kartą prieš pradėdami važiuoti patikrinkite elektrinio neįgaliojo vežimėlio funkcijas ir saugą.

- 📖 Apie tai skaitykite pridėto dokumento skyrių < Patikra prieš pradėdant važiuoti >.

Važiavimo pobūdis

Važiuodami perjungę vairasvirtę (važiavimo ir vairavimo svirtį) patys parinksite greitį ir važiavimo kryptį bei nustatytą didžiausią savo elektrinio neįgaliojo vežimėlio galutinį greitį.

STABDŽIAI

Elektrinį neįgaliojo vežimėlį stabdykite atsargiai ir iš anksto. Tai ypač taikoma priekyje pastebėjus asmenis ir važiuojant nuokalnėmis!

Darbiniai stabdžiai

Elektrinis variklis veikia kaip darbinis stabdys, švelniai ir tolygiai stabdantis elektrinį neįgaliojo vežimėlį, kol jis visiškai sustoja.

Elektrinio neįgaliojo vežimėlio stabdymas

Norėdami nuosekliai sustabdyti elektrinį neįgaliojo vežimėlį, lėtai patraukite vairasvirtę (vairavimo ir važiavimo svirtį) atgal į pradinę padėtį (nulinę padėtį).

Avarinis stabdymas

- 📖 Atleidus vairasvirtę elektrinis neįgaliojo vežimėlis sustoja, kiek įmanoma greičiau.

Stovėjimo stabdys

Stovėjimo stabdys veikia tik tuomet, kai būgninio stabdžio svirtis yra pasukta atgal.

Būgninis stabdys

Būgninis stabdys optimaliai stabdys tik tuomet, kai ant jo nebus tepalo, alyvos, tepimo priemonių ir dulkių. – Gali įvykti nelaimingas atsitikimas!

Nusidėvėjus stabdžių antdėklams stabdymo galia sumažėja.

Sumažėjus elektrinio neįgaliojo vežimėlio stabdymo galiai būtina nedelsiant kreiptis į specializuotas dirbtuves, kad suremontuotų stabdį.

Būgninis stabdys naudojamas tik kaip stovėjimo arba avarinis stabdys.

Stabdymo svirtis, skirta aktyvinti būgninį stabdį, yra valdymo modulio pusėje.

Stabdžių užfiksavimas

Užfiksavus stabdį negali būti įmanoma pastumti elektrinį neįgaliojo vežimėlį.

Norėdami užfiksuoti stabdį, atlenkite stabdymo svirtį iki galo atgal [1].

Stabdžių atlaisvinimas

Į elektrinį neįgaliojo vežimėlį sėskitės ir iš jo atsistokite tik išjungę elektrinį neįgaliojo vežimėlį ir abiejose pusėse palenkę važiavimo / stūmimo režimo perjungimo svirtį į važiavimo režimo padėtį!

Kitaip netyčia palietus vairasvirtę (važiavimo ir vairavimo svirtį), elektrinis neįgaliojo vežimėlis gali netikėtai pradėti važiuoti!
– Gali įvykti nelaimingas atsitikimas!

Norėdami atfiksuoti stabdį, pastumkite stabdymo svirtį iki galo pirmyn [2].



Važiavimo / stūmimo režimas

Elektrinio neįgaliojo vežimėlio stūmimo režimą perjunkite arba jį stumkite tik visiškai sustabdę, kai norite manevruoti ar įvykus avariniam atvejui, tačiau to nedarykite stovėdami nuokalnėje / įkalnėje.

Perjungdami važiavimo / stūmimo režimą, atkreipkite dėmesį į galimas prispaudimo vietas!


Važiavimo / stūmimo režimo perjungimo svirtis yra priešingoje valdymo moduliui pusėje.

- ☞ Veikiant stūmimo režimui elektromagnetinis stabdys yra išjungtas.
 - Elektrinis neįgaliojo vežimėlis gali būti stabdomas tik perjungus važiavimo režimą arba aktyvius būgninį stabdį.
- ☞ Norėdami manevruoti elektriniu neįgaliojo vežimėliu, suimkite prie nugaros atlošo esantį stūmimo strypą nugaros atlošą.

Stūmimo režimo įjungimas

1. Išjunkite valdymo modulį, priešingu atveju bus sunkiau stumti.
- ☞ Apie tai skaitykite naudojimo instrukcijos skyriuje < *Valdymo modulis* >.
2. Pirmiausia važiavimo / stūmimo režimo perjungimo svirtimi pakelkite fiksavimo įvorę (2) į viršų, paskui nukreipkite perjungimo svirtį atgal [3].
 - ☞ Apie tai skaitykite skaitykite sk. *Stabdžių atlaisvinimas*, 14 psl..

Dabar galite stumti elektrinį neįgaliojo vežimėlį.



Važiavimo režimo įjungimas

1. Stumkite važiavimo / stūmimo režimo perjungimo svirtį ir priekį, kol išgirsite, kad ji užsifiksavo [4].
 - ☞ Apie tai skaitykite skaitykite sk. *Stabdžių atlaisvinimas*, 14 psl..
2. Įjunkite valdymo modulį.
 - ☞ Apie tai skaitykite naudojimo instrukcijos skyriuje < *Valdymo modulis* >.

Dabar elektrinis neįgaliojo vežimėlis gali važiuoti.

PARUOŠIMAS VAŽIUOTI

Norėdami paruošti elektrinį neįgaliojo vežimėlį važiuoti, turite nurodyta eilės tvarka atlikti toliau pateikiamoje instrukcijoje nurodytus veiksmus.

☞ Prieš važiuodami pirmą kartą, valdymo modulių įkraukite pavaros akumuliatorius.

1. Įjunkite važiavimo režimą [1].

☞ Apie tai skaitykite skaitykite sk. *Techniniai duomenys*, 53 psl..

2. Atleiskite būgninį stabdį [2].

☞ Apie tai skaitykite skaitykite sk. *Būgninis stabdys*, 14 psl..



3. Patikrinkite valdymo modulio padėtį

Didžiausias ištraukimo ilgis yra pasiektas tuomet, kai ant valdymo modulio tvirtinimo vamzdžio matosi žyma.



- ☞ Nustatykite tokią valdymo modulio padėtį, kad būtų patogiu ir saugu valdyti elektrinį neįgaliojo vežimėlį.
- ☞ Atstumą nuo valdymo modulio iki atramos rankoms galima nustatyti atlaisvinus prispaudimo sraigatą (3).

4. Nustatę vėl prisukite prispaudimo sraigatą.

- ☞ Apie tai skaitykite ir skyriuje skaitykite sk. *Valdymo modulio padėties nustatymas*, 19 psl..

5. Įjunkite valdymo modulį

- ☞ Valdymo modulio valdymo skydelyje paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką (4).
- ☞ Apie tai skaitykite naudojimo instrukcijos skyriuje < *Valdymo modulis* >.



Patikrinimas prieš pradėnant važiuoti

Prieš pradėnant važiuoti reikia patikrinti šiuos punktus:

- ☞ akumuliatoriaus įkrovos būklę,
- ☞ nustatytą, iš anksto parenkamą didžiausią greitį.
- Apie tai skaitykite ir naudojimo instrukcijos skyriuje < *Valdymo modulis* >.

Akumulatoriaus įkrovimo procesas

Prie įkrovimo lizdo negalima jungti jokių kitų daiktų, išskyrus akumulatoriaus įkrovimo kištuką. – Gali įvykti trumpasis jungimas!

Akumulatorius kraukite tik gerai vėdinamose, sausose patalpose.

Saugokite akumulatoriaus įkroviklį nuo karščio, drėgmės, lašančio ir purškiamo vandens ir nuo smūgių, nes įkroviklyje yra tinklo įtampa. – Trumpojo jungimo pavojus ir pavojus gyvybei!

Įkraudami užtikrinkite tinkamą įkroviklio ventiliaciją (neuždenkite jo), kad galėtų pasišalinti susikaupianti šiluma. – Gali kilti gaisras!

Norėdami įkrauti, pastatykite akumulatoriaus įkroviklį ant tvirto pagrindo.

Įkraunant negalima statyti akumulatoriaus įkroviklio ant elektrinės transporto priemonės sėdynės.

Dirbdami prie kabelių ir elektrinių prietaisų nerūkykite, nenaudokite atviros ugnies ir venkite kibirkščių. Įkraunant galima susikaupusios dujos yra sprogios.



Venkite kibirkščiavimo dėl statinės elektros (pvz., kuri atsiranda dėl sintetinės grindų dangos).

☞ Apie akumulatoriaus įkrovimo procesą skaitykite akumulatoriaus įkroviklio naudojimo instrukcijoje.

1. Užfiksukite elektrinį neįgaliojo vežimėlį.

☞ Apie tai skaitykite skaitykite sk. *Elektrinio neįgaliojo vežimėlio užfiksavimas*, 13 psl..

2. Įkiškite įkroviklio kištuką į valdymo modulyje esantį akumulatoriaus įkrovimo lizdą (1).



3. Įjunkite akumulatoriaus įkroviklį arba prijunkite akumulatoriaus įkroviklio tinklo kištuką prie atitinkamo tinklo lizdo.

☞ Įkrovimo procesas prasideda.

☞ Įkrovimo procesas vyksta tik naudojant tinkamai veikiančią akumulatorių / pagrandinį saugiklį (2)!

4. Pasibaigus įkrovimo procesui atjunkite akumulatoriaus įkroviklį nuo tinklo ir ištraukite akumulatoriaus įkrovimo kištuką iš akumulatoriaus įkrovimo lizdo.

Valdymo modulio padėties nustatymas

Prieš nustatydami / nuimdami valdymo modulį, jį išjunkite.

Veikimo aprašymas

Išsamus spaudžiamųjų mygtukų ir simbolių aprašymas pateikiamas naudojimo instrukcijos skyriuje < *Valdymo modulis* >.

Valdymo modulio padėtį galima pritaikyti pagal individualius naudotojo matmenis. Transportuojant arba gabenant galima valdymo modulį nuimti ir padėti į šoną arba ant sėdynės.

Atstumo iki atramos rankoms nustatymas

Prieš nustatydami / nuimdami valdymo modulį, jį išjunkite.

Didžiausias ištraukimo ilgis yra pasiektas tuomet, kai ant valdymo modulio tvirtinimo vamzdžio matosi žyma.



Norėdami nustatyti atstumą, atlaisvinkite prispaudimo sraig tą (1). Paskui perstumkite valdymo modulį į norimą padėtį. Atsargiai nutieskite laidą ir vėl saugiai priveržkite prispaudimo sraig tą (1).

Valdymo modulio nuėmimas

Norėdami nuimti valdymo modulį, atlaisvinkite prispaudimo sraig tą (1) ir atjunkite kištukinę jungtį (2) (4).

☞ Tai atlikdami netraukite už laidų.

Paskui traukite valdymo modulį į priekį iš porankio vamzdžio.



Valdymo modulio įstatymas

Įstatydami valdymo modulį atkreipkite dėmesį, kad galite prisispusti.

Nustatę važiavimo režimą, įstatykite valdymo modulį priekyje į porankio vamzdį [3] ir nustatykite atstumą iki atramos rankoms.

☞ Apie tai skaitykite sk. *Atstumo iki atramos rankoms nustatymas*, 19 psl..

Paskui vėl prijunkite atjungtą kištukinę jungtį (4) (2).

☞ Turite išgirsti, kaip kištukinė jungtis užsifiksuoja. – Paskui patikrinkite valdymo modulio veikimą.

Valdymo modulio pasukimas

Nelieskite žirklinio mechanizmo srities.
– Pavojus prispausti!

Naudojant pasirenkamąjį pasukamąjį valdymo modulio laikiklį [1] galima valdymo modulį pasukti į šoną [2]. Tuomet šone jis bus lygiagrečiai su porankiu. Tai atlikus galima, pvz.,

- privažiuoti arčiau stalo,
- lengviau nuimti valdymo modulį.




Perjungę įprastą važiavimo režimą vėl sukite valdymo modulį į priekį, kol pajusite, kad atsirėmė į magnetinę jungtį [1].

- ☞ Kad būtų lengviau pasukti valdymo modulį, galima sumažinti magneto jėgą užklįjavus ant magneto (3), pvz., lipniąją juostelę.
- ☞ Jei valdymo modulį nustatysite per arti porankio, prieš sukant atgal reikia jį pastumti į priekį.

Valdymo modulio aukščio nustatymas

Norėdami nustatyti valdymo modulio aukštį, atlaisvinkite prispaudimo sraigą (4).

- ☞ Nustatę vėl prisukite prispaudimo sraigą.



KOJŲ ATRAMOS

Prieš pradėdant reguliuoti kojų atramas, reikia apsaugoti elektrinį neįgaliojo vežimėlį nuo netikėto pariedėjimo.

- ☞ Apie tai skaitykite skaitykite sk. *Elektrinio neįgaliojo vežimėlio užfiksavimas*, 13 psl..

Kojų atramos viršutinė dalis su įstatyta kojų atramos apatine dalimi vadinama kojų atrama.

Blauzdos diržas

Draudžiama važiuoti neuždėjus blauzdos diržo. – Gali įvykti nelaimingas atsitikimas!

Nuimamasis blauzdų diržas (1) neleidžia pėdoms nuslysti atgal nuo pėdų plokštelių.

- ☞ Norint pasukti kojų atramą, reikia nuimti blauzdų diržą [2].
- ☞ Blauzdų diržas nenaudojamas montuojant reguliuojamo aukščio kojų atramas. Vietoje diržo naudojamas minkštinamasis blauzdų elementas.

Blauzdų diržo nuėmimas


Norint nuimti blauzdų diržą, jis numaunamas nuo laikančiųjų strypelių (3).

Blauzdų diržo uždėjimas

Uždedant abiejose blauzdų diržo pusėse esančios kilpos užmaunamos ant laikančiųjų strypelių [4].

Blauzdų diržo ilgio nustatymas

Norint nustatyti ilgį, blauzdų diržas apvedamas aplink laikantįjį strypelį (3) ir nustačius reikiamą ilgį užfiksuojamas lipuku.



Kojų atramos apatinė dalis

Atkreipkite dėmesį į suspaudimo tarp pėdų atramų ir pėdų plokštelės arba kojų atramos pavojų.

Norėdami įlipti arba išlipti, užlenkite pėdų atramą į viršų [1].

1. Nuimkite abi kojas nuo pėdų plokštelių.
2. Nuimkite blauzdų diržą (2), jei jis yra.

☞ Apie tai skaitykite skaitykite sk. *Blauzdos diržas*, 21 psl..

☞ Prieš pradėdant važiuoti reikia vėl nuleisti pėdų plokšteles [3] ir pritvirtinti blauzdų diržą.

Pėdų plokštelės

Pėdų plokšteles galima atlenkti į išorę aukščiau [1] arba į vidų žemyn [3].

Pėdų plokštelė



Prieš pasukant ir nuimant kojų atramos viršutinę dalį reikia į viršų užlenkti pėdų atramą.

Pėdų atramos atlenkimas

Norėdami užlenkti pėdų atramą, iki galo į viršų užlenkite nepritvirtintą pėdų atramos pusę (4).

Pėdų atramos užlenkimas

Norėdami užlenkti pėdų atramą, lenkite nepritvirtintą pėdų atramos pusę iki galo žemyn ant pėdų atramos laikiklio [5].



Kojų atramos viršutinė dalis

Kojų atramų pasukimas į išorę

Pasuktos kojų atramos automatiškai atfiksuojamos ir gali lengvai iškristi. Į tai atkreipkite dėmesį atlikdami tolesnius veiksmus (pvz., transportuodami).

Atkreipkite dėmesį į suspaudimo tarp kojų atramos ir sėdynės pavojų.




Kad būtų lengviau atsisėsti į elektrinį neįgaliojo vežimėlį / iš jo atsistoti bei privažiuoti arti, pvz., prie spintos, lovos ar vonios, kojų atramas galima pasukti į vidų arba į išorę.

- Prieš pasukdami kojos atramą į išorę, nuimkite blauzdos diržą.
- Apie tai skaitykite skaitykite sk. *Blauzdos diržas*, 21 psl..

Norėdami pasukti kojų atramas, užlenkite į viršų pėdų plokštes arba pėdų atramą.

- Apie tai skaitykite skaitykite sk. *Kojų atramos apatinė dalis*, 22 psl..

Paskui paspauskite atitinkamą fiksavimo mygtuką (1) ir pasukite reikiamą kojų atramą.



Kojų atramų pasukimas

Norėdami pasukti, turite lenkti kojų atramas į priekį, kol išgirsite, kad fiksatorius užsifiksavo [1].

- ☞ Kai pasukdami išgirsite, kad kojų atrama užsifiksavo, patikrinkite atitinkamą fiksatorių / blokuotę.
- ☞ Vėliau perskaitykite skaitykite sk. *Kojų atramos apatinė dalis*, 22 psl..



Kojų atramų nuėmimas

Kad būtų lengviau atsistoti iš elektrinio neįgaliojo vežimėlio / į jį atsisėsti ir kad elektrinis neįgaliojo vežimėlis būtų trumpesnis (tai svarbu transportuojant), galima nuimti kojų atramas [2].

- ☞ Prieš pasukdami kojos atramą į išorę, nuimkite blauzdos diržą.
- ☞ Apie tai skaitykite skaitykite sk. *Blauzdos diržas*, 21 psl..

Norėdami nuimti kojų atramą, pirmiausia paspauskite fiksavimo mygtuką, o paskui išimkite kojų atramą traukdami ją į viršų [2].

Kojų atramų įkabinimas

Norėdami įkabinėti, pasukite kojų atramas lygiagrečiai su priekiniu rėmo vamzdžiu ir stumkite žemyn [3]. – Tai atliekant laikantysis kakliukas turi įsistatyti į rėmo vamzdį.

- ☞ Įkabinę [1] patikrinkite kojų atramų užfiksavimą.



Mechaninė reguliuojamo aukščio kojų atrama

Atlikdami aukščio nustatymo darbus laisva ranka niekada nelieskite reguliavimo mechanizmo. – Suspaudimo pavojus!


- ☞ Jei reikia, nustatydami pasikvieskite į pagalbą lydintįjį asmenį.

Kojų atramos pakėlimas / nuleidimas

Kojų atramą galima reguliuoti tol, kol spaudžiama aktyvinimo svirtis.

Norėdami pakelti / nuleisti kojų atramą, spauskite aktyvinimo svirtį (1) žemyn.

- ☞ Jei kojų atramos neveikia apkrova, kojų atrama pakeliama automatiškai.
- ☞ Jei kojų atramą veikia apkrova, kojų atrama nuleidžiama automatiškai.



Elektrinė reguliuojamo aukščio kojų atrama

Atlikdami aukščio nustatymo darbus laisva ranka niekada nelieskite reguliavimo mechanizmo. – Suspaudimo pavojus!

Ties jėjimais elektrinei reguliuojamo aukščio kojų atramai [1] automatiškai perduodamas elektrinis kontaktas.



Aukščio reguliavimas


Norėdami pareguliuoti aukštį, valdymo moduliui pakelkite arba nuleiskite kojų atramą į norimą lygį.

- ☞ Apie tai skaitykite naudojimo instrukcijos skyriuje < *Valdymo modulis* >.

Elektrinės reguliuojamo aukščio kojų atramos nuėmimas

Nuėmus elektrines reguliuojamo aukščio kojų atramas gali prireikti elektrinį kontaktą (2) apsaugoti nuo drėgmės, šlapumos, dulkių ir nešvarumų (pvz., jei padedama laikyti ilgesniam laikui)!

- ☞ Gali sutrikti elektrinė reguliavimo funkcija.



- ☞ Apie tai skaitykite skaitykite sk. *Kojų atramų nuėmimas*, 24 psl..

Elektrinės reguliuojamo aukščio kojų atramos įkabinimas

- ☞ Apie tai skaitykite skaitykite sk. *Kojų atramų įkabinimas*, 24 psl..
- ☞ Patikrinkite elektrinės reguliuojamo aukščio kojų atramos veikimą.

PORANKIAI

Nekelkite ir neneškite elektrinio neįgaliojo vežimėlio už porankių [1].

Nevažiukite neprimontavę porankių!

Stipriai priveržkite prispaudimo sraigto (3), kad porankis nepersistumtų žemyn.

Kodu 106 pažymėti porankiai

Pavojus prispausti, kai porankių aukštis nustatomas kartu su žemai nustatytomis atramomis su minkštinamuoju sluoksniu!


Nuimamųjų porankių [1]+[2] aukštį galima nustatyti pagal naudotojo poreikius.

Porankio nuėmimas

Norėdami nuimti, pirmiausia atlaisvinkite prispaudimo sraigto (3), o paskui išimkite porankį traukdami jį į viršų [4].

☞ Jei porankį reikia išimti valdymo pusėje, pirmiausia reikia nuimti valdymo modulį [4].

☞ Apie tai skaitykite skaitykite sk. *Valdymo modulio nuėmimas*, 19 psl..



Porankio įstatymas

Norėdami įstatyti, pirmiausia iki galo įstumkite porankį į laikiklį (5), o paskui prisukite prispaudimo sraigatą (6).

- ☞ Norėdami įstatyti valdymo modulį, perskaitykite skyrių skaitykite sk. *Valdymo modulio įstatymas*, 19 psl..




Kodu 24 pažymėti porankiai – sėdynė „Ergostar“

Porankių užlenkimas

Norint atsisėsti arba atsistoti, galima porankius užlenkti į viršų [7].

Porankių polinkio nustatymas

Porankio polinkį galima nustatyti sukant reguliavimo ratuką (8).



SĖDYNĖ

Sėdynės užlenkimas į viršų

Norėdami užlenkti sėdynę į viršų, neimkite už kojų atramų.

- ☞ Jei reikia, nuimkite kojų atramas.
- ☞ Elektrines kojų atramas nuimkite visada.
- ☞ Norėdami užlenkti į viršų, suimkite už sėdynės minkštinamosios pagalvėlės priekinio krašto.

Norėdami užlenkti sėdynę į viršų, pirmiausia į viršų pastumkite sėdynės fiksatoriaus (1) svirtį, paskui užlenkite sėdynės bloką į viršų [2].

Elektrinis sėdynės polinkio reguliatorius

Sėdynės polinkį reguliuokite tik tuomet, kai elektrinis neįgaliojo vežimėlis stovi ant horizontalaus, lygaus paviršiaus. Įkalnėse kyla pavojus, kad pakryps.



Sėdynės polinkio reguliatorius nėra sušietas su automatinio greičio mažinimo įtaisu.

Didesnis pavojus pakrypti, kai kartu pareguliuotas ir nugaros atlošo kampas.

Prieš važiuodami įsitikinkite, kad nenustatėte neigiamo sėdynės polinkio ir kad sėdynės polinkis net ir važiuojant įkalnėmis / nuokalnėmis užtikrina saugią sėdėjimo padėtį.

Nekiškite rankų po reguliavimo sritimi.
– Suspaudimo pavojus!

- ☞ Apie elektrinį sėdynės polinkio reguliatorių skaitykite ir naudojimo instrukcijos skyriuje < Valdymo modulis >.



Sėdynė „Ergostar“

Nugaros atlošo kampo nustatymas

Norint nustatyti nugaros atlošo kampą, reikia fiksavimo svirtį (2) paspausti žemyn.


Kai pasiekiamas norimas nugaros atlošo kampas, užfiksukite fiksavimo svirtį tolesnėje užfiksavimo padėtyje [1].

- ☞ Patikrinkite, ar nugaros atlošas užsifiksavo.
- ☞ Atkreipkite dėmesį į galimas prispaudimo vietas!

Lordozės atramos nustatymas

Norėdami nustatyti lordozės atramą, sukite rankinį ratą (3) prieš laikrodžio rodyklę, kol nustatysite tinkamai.

- ☞ Atkreipkite dėmesį į galimas prispaudimo vietas!



Sėdynė „Ergo Seat“

Norint padėti arba transportuoti, galima nugaros atlošą užlenkti.

- ☞ Kad lyninė trauklė (1) būtų matoma aiškiau, čia nugaros atlošas pavaizduotas be minkštinamojo elemento.

Nugaros atlošo užlenkimas

Atkreipkite dėmesį į suspaudimo tarp judančių atlošo dalių pavojų.

- ☞ Jei reikia, nuimkite sėdynės minkštinamąją pagalvėlę (pritvirtinta lipuku).

Ties lyninės trauklės centru traukdami arba spausdami (1) atblokuokite nugaros atlošą ir užlenkite sėdynę [2].

Nugaros atlošo atlenkimas

Atkreipkite dėmesį į suspaudimo tarp judančių atlošo dalių pavojų.

Atlenkite nugaros atlošą ir ties centru patraukdami arba pastumdami lyninę trauklę (1) įtraukite spaudžiamąjį sraigatą.

Atleiskite lyninę trauklę norimoje nugaros atlošo padėtyje (3), kad užsifikuotų. – Stumkite nugaros atlošą tol, kol išgirsite, kad spaudžiamasis sraigtas užsifiksavo.


Jei reikia, vėl uždėkite sėdynės minkštinamąją pagalvėlę.

- ☞ Kad būtų lengviau užfiksuoti nugaros atlošą, rekomenduojame sutepti spaudžiamąjį sraigatą tepalu.
- ☞ Patikrinkite, ar nugaros atlošas saugiai užsifiksavo.

Nugaros atlošo polinkio nustatymas

Ties lyninės trauklės centru traukdami arba spausdami (1) atblokuokite nugaros atlošą.

Atleiskite lyninę trauklę norimoje nugaros atlošo padėtyje (3), kad užsifikuotų. – Stum-



kite nugaros atlošą tol, kol išgirsite, kad spaudžiamasis sraigtas užsifiksavo.

- ☞ Patikrinkite, ar nugaros atlošas saugiai užsifiksavo.

Elektra reguliuojamas nugaros atlošas

Nugaros atlošą reguliuokite tik tuomet, kai elektrinis neįgaliojo vežimėlis stovi ant lygaus paviršiaus. Įkarnėse kyla pavojus, kad pakryps!

Nugaros atlošą [1] galima reguliuoti elektriniais įtaisais.

☞ Žr. naudojimo instrukcijos skyrių < *Valdymo modulis* >.

Elektra reguliuojamo nugaros atlošo užlenkimas

Norėdami nustatyti elektriniu įtaisu reguliuojamą nugaros atlošą [2] į kitą padėtį, pirmiausia įspauskite fiksavimo mygtuką (3), paskui išimkite įstatomąjį kaištį (4).

☞ Tai atlikdami kita ranka prilaikykite ant nugaros atlošo esantį stūmimo lanką.

Tada užlenkite nugaros atlošą į priekį [2].




☞ Vėl įstatykite įstatomąjį kaištį (4), kad jo nepamestumėte.

Nugaros atlošo atlenkimas

Išlygiavę nugaros atlošą [1] išimkite įstatomąjį kaištį (4), pakelkite ir įkabinkite pneumatinę spyruoklę. Paskui vėl įstatykite įstatomąjį kaištį (4).

☞ Atlenkus nugaros atlošą ir įstačius įstatomąjį kaištį, reikia patikrinti užfiksavimą.

☞ Įstatomasis kaištis visada turi būti švarus, kad jis laikytųsi tinkamai.



GALVOS ATRAMA

Galvos atramos viršutinį kraštą visada nustatykite ties pakaušiu, maždaug akių lygyje.

Galvos atrama negali būti nustatyta sprando aukštyje.

Jei važiuojant naudojama galvos atrama, rekomenduojama primontuoti galinio vaizdo veidrodėlį.

Galvos atramą iš laikiklio galima ištraukti ne daugiau nei iki žymos.

Galvos atrama yra skirta tik prilaikyti galvą eksploatuojant įprastai, tačiau ji neatstoja žmonių pervežimo automobiliuose naudojamos tvirtos galvos atramos.



Prieš naudodami patikrinkite galvos atramos nustatymą, prireikus kreipkitės į įgaliotąjį platintoją.

Reguliuodami galvos atramą atkreipkite dėmesį į galimą pavojų prispausti reguliatoriaus srityje.

Galvos atrama yra su apsauga nuo persisukimo, galima reguliuoti jo aukštį, gylį ir ją nuimti.

Sėdynės sistema „ERGO Seat“

Norint nustatyti aukštį ir nuimti galvos atramą [1], reikia atlaisvinti prispaudimo sraigta (2).



PRILAIKOMO DIRŽAS

Atkreipkite dėmesį, kad po diržo juosta nebūtų prispaustų daiktų! – Taip išvengsite skausmingų suspaudimo vietų.

Vėliau prilaikymo diržą gali įmontuoti tik specializuotų dirbtuvių darbuotojai!

Prilaikymo diržas nėra elektrinio neįgaliojo vežimėlio ir (arba) automobiliais vežamų keleivių saugos diržų sistemos dalis.



Prilaikymo diržas [1] prisukamas prie atitinkamo nugaros atlošo vamzdžio (2).

Prilaikymo diržas naudojamas sėdėjimo padėčiai stabilizuoti ir neleidžia sėdinčiajam neįgaliojo vežimėlyje virsti į priekį, ypač staiga stabdant neįgaliojo vežimėlį.

Norėdami prisisegti prilaikymo diržą, traukite abu diržo galus į priekį ir užsekite sagtį taip, kad ji užsifiksuotų [1].

Norėdami atsegti prilaikymo diržą, įspauskite atleidimo mygtuką (3) ir ištraukite diržo galus.

- ☞ Prilaikymo diržo ilgį galima pareguliuoti. Jis neturėtų būti per daug įtemptas.



GALINIO VAIZDO VEIDRODĖLIS

Galinio vaizdo veidrodėlio nuėmimas

Norėdami nuimti galinio vaizdo veidrodėlį, atlaisvinkite prispaudimo sraigą (1) ir nuimkite galinio vaizdo veidrodėlį traukdami jį į priekį iš porankio vamzdžio.

- ☞ Atsargiai padėkite galinio vaizdo veidrodėlį ir apsaugokite veidrodėlio stiklą nuo apkrovos bei kitų daiktų.
- ☞ Galinio vaizdo veidrodėlis visada turi būti švarus.

Veidrodėlį valykite įprastu stiklo valikliu. Reikia atkreipti dėmesį į gamintojo pateiktas naudojimo nuorodas.

Galinio vaizdo veidrodėlio įstatymas

Jei norite naudoti važiavimo režimą, įstatykite galinio vaizdo veidrodėlį iš priekio į porankio vamzdį ir priveržkite prispaudimo sraigą (1).


Galinio vaizdo veidrodėlio nustatymas

1. Pirminę galinio vaizdo veidrodėlio padėtį nustatykite į šoną pasukdami apkabą.
2. Sukite galinio vaizdo veidrodėlio tvirtinimo strypą ir rutulinį lankstą tol, kol nustatysite norimą matymo kampą.

RAMENTŲ LAIKIKLIS

Ramentai, atsižvelgiant į nustatytą ramentų ilgį, gali išsikišti už elektrinio neįgaliojo vežimėlio kontūrų!

- ☞ Važiuojant reikia būti ypač atsargiems.



Ramentų laikiklyje galima saugiai laikyti du ramentus [2].

Norint vežtis ramentus, juos reikia įstatyti į du ramentų laikiklio spaustuvus.

- ☞ Patikrinkite, ar ramentai saugiai prispausti.

DARBASTALIS

Aštriabriauniai daiktai (pvz., laikrodžiai, žiedai, peiliai arba dirželių sagtelės) bei stambios dulkės gali ant stalo plokštės palikti gilių griovelių ir įbrėžimų.

Ant stalo plokštės nedėkite karštų daiktų.

Nevažiukite, jei ant stalo plokštės padėta nepritvirtintų daiktų arba skysčių pripildytų indų.

Stalo plokštės nevalykite agresyviomis arba grūdėtomis valymo priemonėmis.

Nevažiukite elektrinio neįgaliojo vežimėliu ir jo nestumkite, kai darbastalis yra nulenktas į šoną.

Transportuojant automobiliais darbastalį reikia nuimti.

Asmenis gabenant automobiliais darbastalį reikia nuimti.

Nuimto darbastalio nemėtykite ir stenkitės, kad jis nenukristų, elkitės su juo tinkamai. Tik tuomet šios dalys ilgai veiks tinkamai.

Išlipdami iš elektrinio neįgaliojo vežimėlio / sėdamiesi į jį nesiremkite į nusuktą darbastalį.

Lydintysis asmuo negali remtis į darbastalio priekinį kraštą.

Jei darbastalis daug ištrauktas į priekį, per daug neapkraukite priekinės srities.

Didžiausioji darbastalio apkrova negali viršyti 5 kg.

Ant darbastalio [1] galima dėti įvairias darbo priemones ir jį naudoti terapijai.



Darbastalio pasukimas

Prieš kiekvieną veiksmą išjunkite elektrinį neįgaliojo vežimėlį! – Nenumatyti elektrinio neįgaliojo vežimėlio judesiai netyčia aktyvins vairasvirtę.

Paveikslėlyje parodytas užlenkimas į kairę elektrinio neįgaliojo vežimėlio pusę.

Lenkdami atkreipkite dėmesį, kad kyla pavojus prispausti tarp judančių dalių ir stalo plokštės bei elektrinio neįgaliojo vežimėlio rėmo.

Norint atsisėsti į elektrinį neįgaliojo vežimėlį / iš jo atsistoti, galima nulenkti darbastalį į elektrinio neįgaliojo vežimėlio pusę, priešingą valdymo moduliui.

1. Tam iškelkite darbastalį iš fiksiatoriaus (4), pastumkite šiek tiek į priekį ir atsargiai pasukite į šoną.
 - ☞ Suspaudimo tarp judančių darbastalio dalių ir porankio pavojus.
 - ☞ Prieš atlenkdami darbastalį pastumkite jį šiek tiek į priekį.
 - ☞ Tam atlaisvinkite prispaudimo varžtą (2) ir pastumkite darbastalį į priekį. – Tai atlikdami įsitikinkite, kad atraminis strypas (3) dar yra laikiklyje.
 - ☞ Atkreipkite dėmesį į didžiausio galimo ištraukimo žymą.

- ☞ Prieš stumdami į priekį įsitikinkite, kad nesimato ištraukimo žyma ant atraminio strypo.
2. Vėl tvirtai įsukite atlaisvintą prispaudimo varžtą (2).

Norėdami atlenkti atgal, darbo veiksmus atlikite atvirkštine eilės tvarka.

- ☞ Atlenkę atgal įsitikinkite, kad stalo plokštė yra uždėta ant abiejų porankių pagalvėlių ir užsifiksavusi užfiksavimo kaištyje (4).

Darbastalio nuėmimas


Prieš kiekvieną veiksmą išjunkite elektrinį neįgaliojo vežimėlį! – Nenumatyti elektrinio neįgaliojo vežimėlio judesiai netyčia aktyvins vaivarsvirę.

1. Norėdami nuimti darbastalį, atlaisvinkite prispaudimo varžtą (2).
2. Iškelkite darbastalį iš fiksatoriaus (4), traukdami į priekį iš laikiklio.
 - ☞ Įsitikinkite, kad ištraukiant darbastalį jis nesusidurs su valdymo moduliui.
 - ☞ Abiem rankomis laikykite darbastalį ir atraminį strypą. – Pavojus susižaloti užsilenkus atraminiam strypui.
3. Vėl tvirtai įsukite atlaisvintą prispaudimo varžtą (2). – Taip nepamesite prispausimo varžto.

Darbastalio įstatymas

Paveikslėlyje parodytas įstatymas kairėje elektrinio neįgaliojo vežimėlio pusėje.

1. Norėdami įstatyti darbastalį, įstatykite atraminį strypą (3) į laikiklį po porankiu.
2. Sukite prispaudimo varžtą (2) tol, kol bus galima įstumti atraminį strypą.
3. Nustatykite darbastalį reikiamame aukštyje ir priveržkite prispaudimo varžtą (2).



- ☞ Nustatydami padėtį įsitikinkite, kad nesimato ištraukimo žyma ant atraminio strypo.

APŠVIETIMAS

Elektriniame neįgaliojo vežimėlyje yra įrengta apšvietimo įranga [1]+[2].

Vairuotojas apšvietimą įjungia valdymo moduliui.

- ☞ Skaitykite naudojimo instrukcijos skyriuje < *Valdymo modulis* >!
- ☞ Esant prastam matomumui, ypač tamsioje, visada įjunkite apšvietimo įrangą, kad geriau matytumėte ir patys būtumėte matomi.
- ☞ Atkreipkite dėmesį, kad drabužiai ar kiti prie elektrinio neįgaliojo vežimėlio pritvirtinti daiktai neuždengtų žibintų, posūkio signalo ir galinių žibintų bei atšvaitų.



PAKROVIMAS IR TRANSPORTAVIMAS

Nekelkite ir neneškite elektrinio neįgaliojo vežimėlio už nugaros atlošo, kojų atramų, porankių ar apdailos dalių!

Prieš keldami išjunkite elektrinį neįgaliojo vežimėlį!

Pakraunant išmontuotas dalis reikia saugiai sudėti ir prieš važiuojant vėl kruopščiai pritvirtinti.

Nuimtas dalis galima nešti paėmus už bet kurios vietos.

Kadangi transportuojant transporto priemonėmis vieta yra apribota, būtina imtis toliau nurodytų priemonių:

- Nuimkite kojų atramas.
- Nuimkite porankius.
- užlenkite nugaros atlošą.

Pakrovimas

Elektrinio neįgaliojo vežimėlio svoris sumažėja nuėmus nuimamąsias konstrukcines grupes.

Elektrinį neįgaliojo vežimėlį galima pakrauti užvežant rampomis arba kėlimo platformomis.


Ramos ir kėlimo platformos

Atkreipkite dėmesį į rampos arba kėlimo platformos gamintojo pateiktą naudojimo instrukciją.

Atkreipkite dėmesį į rampos arba kėlimo platformos gamintojo pateiktus duomenis.

Ant rampos nurodytas didžiausias atramos aukštis turi būti didesnis nei aukštis „h“ nuo žemės iki krovimo paviršiaus, pvz., automobilio.

Ramos arba kėlimo platformos keliamoji galia turi būti didesnė nei bendrasis leistinas elektrinio neįgaliojo vežimėlio svoris.



Rampomis važiuojant atbulomis kyla pavojus persiversti!

Asmenų gabenimas transporto priemone

Jūsų elektrinio neįgaliojo vežimėlio identifikacinėje plokštelėje nurodyta, ar Jūsų elektrinį neįgaliojo vežimėlį transporto priemonėje galima naudoti kaip sėdynę.

- ☞ Tai aprašyta skyriuje skaitykite sk. *Identifikacinėje plokštelėje pateiktų simbolių reikšmė*, 62 psl..
- ☞ Jei elektrinio neįgaliojo vežimėlio negalima naudoti kaip sėdynės asmenims vežti transporto priemonėje, priklijuotas papildomas lipdukas. – Tai aprašyta skyriuje skaitykite sk. *Prie elektrinio neįgaliojo vežimėlio priklijuotų lipdukų reikšmė*, 60 psl..
- ☞ Atkreipkite dėmesį į gaires < *Saugumas naudojant „Meyra“ neįgaliojo vežimėlius užtikrinamas ir pervežant transporto priemone* >! – Šį dokumentą ir kitą informaciją rasite mūsų interneto svetainėje < www.meyra.com >, paspaudę skirtuką < *Atsisiunčiamosios medžiagos archyvas* >.
- ☞ Asmenims gabenti leistinos tvirtinimo sistemos nurodytos skyriuje skaitykite sk. *Taikyti standartai*, 54 psl..

Transportavimo apsauga

Būtina vadovautis atitinkamos gabenimo paslaugas teikiančios įmonės potvarkiais ir instrukcijomis. – Šių nuorodų pasiteiraukite prieš transportuodami.

Neįgaliojo vežimėlį galima pritvirtinti tik už keturių tvirtinimo taškų [1] ir [2].

☞ Tvirtinimo taškai pažymėti „kablo“ simboliu.

☞ Tai aprašyta ir skyriuje skaitykite sk. *Prie elektrinio neįgaliojo vežimėlio priklijuotų lipdukų reikšmė*, 60 psl..

☞ Elektrinio neįgaliojo vežimėlio pritvirtinimo veiksmų seka pateikiama dokumento < *Saugos ir bendrosios naudojimo nuorodos „Elektriniai neįgaliojo vežimėliai“* > skyriuje < „Transportavimas automobiliais arba transportavimo priemonėmis“ >. – Šį dokumentą ir kitą informaciją rasite skirtuke < *Information center* > (Informacijos centras), mūsų interneto svetainėje < www.meyra.com >.



PADANGOS

Padangos pagamintos iš gumos mišinio, kuris ant kai kurios dangos gali palikti nepašalinamų arba sunkiai pašalinamų žymių (pvz., ant plastikinių, medinių grindų arba parketo, kilimų, dangos). Mes neprisiimame atsakomybės už pagrindo pažeidimus, jei dėl padangų jie nusitrina ar įvyksta cheminiai procesai.

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA


Gamintojas neprisiima atsakomybės, jei elektrinio neįgaliojo vežimėlio priežiūros ir techninės priežiūros darbai atliekami netinkamai arba neatliekami.

Techninės priežiūros darbai

Toliau pateiktas techninės priežiūros planas – tai techninės priežiūros darbų atlikimo gairės.

☞ Šiame techninės priežiūros plane nurodyti ne visi darbai, kuriuos būtina atlikti naudojant elektrinį neįgaliojo vežimėlį.

Techninės priežiūros planas

KADA	KAS	PASTABA
Prieš pradėdant važiuoti	Bendroji informacija Patikrinti, ar tinkamai veikia.	Tikrinama savarankiškai arba pasikvietus padėjėją.
	Magnetinių stabdžių tikrinimas 1. Važiavimo / stūmimo režimo perjungimo svirtį nustatykite į važiavimo režimo padėtį ir atlaisvinkite būgninį stabdį. 2. Užfiksukite būgninį stabdį ir nustatykite važiavimo / stūmimo režimo perjungimo svirtį į stūmimo režimo padėtį.	Tikrinama savarankiškai arba pasikvietus padėjėją. Jei nepavyksta pastumti elektrinio neįgaliojo vežimėlio, nedelsdami kreipkitės į specializuotas dirbtuves, kad jį suremontuotų. – Gali įvykti nelaimingas atsitikimas!
Ypač prieš važiuojant tamsoje	Apšvietimas Patikrinkite, ar tinkamai veikia apšvietimo įranga ir atšvaitai.	Tikrinama savarankiškai arba pasikvietus padėjėją.
Kas 2 savaites (atsižvelgiant į nuvažiuojamą atstumą)	Oro slėgio padangose tikrinimas Padangų pripildymo slėgis:  Žr. skaitykite sk. <i>Techniniai duomenys</i> , 53 psl..	Tikrinama savarankiškai arba pasikvietus padėjėją. Tam naudokite rankinį manometrą.
	Nustatymo varžtai Patikrinkite, ar tvirtai priveržti varžtai arba veržlės.	Tikrinama savarankiškai arba pasikvietus padėjėją. Tvirtai priveržkite atsilaisvinusius nustatymo varžtus. Jei reikia, kreipkitės į specializuotas dirbtuves.

Techninės priežiūros planas

KADA	KAS	PASTABA
<p>Kas 6–8 savaites (atsižvelgiant į nuvažiuojamą atstumą)</p>	<p>Ratų tvirtinimo elementai</p> <p>Patikrinkite, ar tvirtai priveržtos ratų veržlės arba ratų varžtai.</p>	<p>Atliekama savarankiškai arba pasikvietus į pagalbą padėjėją.</p> <p>Tvirtai priveržkite atsilaisvintusias ratų veržles arba ratų varžtus, o dar kartą priveržkite po 10 darbo valandų arba nuvažiaavę 50 km.</p> <p>Jei reikia, kreipkitės į specializuotas dirbtuves.</p>
<p>Kas 2 mėnesius (atsižvelgiant į nuvažiuojamą atstumą)</p>	<p>Padangų profilio tikrinimas</p> <p>Mažiausias profilio gylis = 1 mm</p>	<p>Apžiūrėdami patikrinkite patys arba pasikvieskite į pagalbą kitą asmenį.</p> <p>Nusidėvėjus padangos profiliui arba pastebėjus padangų pažeidimą būtina kreiptis į specializuotas dirbtuves, kad suremontuotų.</p>
<p>Kas 6 mėnesius (atsižvelgiant į naudojimo intensyvumą)</p>	<p>Patikrinkite</p> <ul style="list-style-type: none"> – švarumą, – bendrąją būklę. 	<p>Žr. skaitykite sk. <i>Valymas</i>, 50 psl..</p>
<p>Gamintojo rekomendacija:</p> <p>Kas 12 mėnesių (atsižvelgiant į naudojimo intensyvumą)</p>	<p>Patikros darbai</p> <ul style="list-style-type: none"> – Elektrinis neįgaliojo vežimėlis. – Įkroviklis. 	<p>Atlieka platintojas.</p>

Saugikliai

Saugiklių keitimas

Saugiklį pakeiskite tik to paties tipo saugikliu. – Žr. skaitykite sk. *Techniniai duomenys*, 53 psl..

Prieš keisdami saugiklį pastatykite elektrinį neįgaliojo vežimėlį ant lygaus paviršiaus ir užfiksavus, kad nenuriedėtų.

☞ Apie tai skaitykite skaitykite sk. *Elektrinio neįgaliojo vežimėlio užfiksavimas*, 13 psl..


Naujų saugiklių galite įsigyti, pvz., degalinėse.

☞ Jei saugikliai perdegtų dar kartą, kreipkitės į platintoją, kad pašalintų gedimo priežastį.

Saugiklis

Pagrindinis / akumulatoriaus saugiklis [1]

Pagrindinės / akumulatoriaus srovės plokščiasis saugiklis yra įstatytas į saugiklių laikiklį po sėdyne esančiuose akumulatoriuose (2).



1



2

Apšvietimas

Apšvietimui [1]+[2] naudojama ilgaamžė šviesos diodų technika.


- ☞ Sugedus posūkio rodiklio lemputei, likusi posūkio rodiklio lemputė mirksi dvigubai greičiau.
- ☞ Nedelsdami kreipkitės į specializuotas dirbtuves, kad suremontuotų sugedusią šviesos diodų lemputę.



Važiavimo žibintai

Apšvietimo korpusas (1) turi būti nustatytas taip, kad šviesos kūgis būtų matomas ant važiuojamosios kelio dalies. Šviesos kūgio apatinį kraštą nustatykite taip, kad matytųsi maždaug 3 metrai prieš elektrinį neįgaliojo vežimėlį.

- ☞ Norėdami nustatyti, kreipkitės į specializuotas dirbtuves.



Trikčių šalinimas

Triktis	Priežastis	Šalinimo būdas
Įjungus neįsižiebia valdymo modulyje esantis akumuliatoriaus kontrolės indikatorius.	Sugedo akumuliatoriaus saugiklis arba jis netinkamai įkištas.	Pakeiskite sugedusį saugiklį arba nuvalykite kontaktus ir tinkamai įkiškite saugiklį.
	Srovės tiekimo kištukinė jungtis neprisijungia prie kontakto.	Patikrinkite kištukines jungtis.
Įjungus mirksi akumuliatoriaus indikatorius.	Pavarai perjunkite stūmimo režimą.	Pasukite važiavimo / stūmimo režimo svirtį į važiavimo režimo padėtį.
	Neprisijungia pavaros kištukinė jungtis.	Patikrinkite kištukinę jungtį.
	Elektronikos triktis.	Kreipkitės į specializuotas dirbtuves, kad suremontuotų. (Stūmimo režimas). Perjungimo svirtis važiavimo režimo padėtyje.
	Nenurodytos triktys.	Žr. valdymo modulio naudojimo instrukcijos skyriuje < Klaidų diagnostika >.
Apšvietimas neįsijungia.	Sugedo šviesos diodų lemputė.	Kreipkitės į specializuotas dirbtuves, kad suremontuotų arba pakeistų.
	Sugedo apšvietimo arba važiavimo elektronika.	Kreipkitės į specializuotas dirbtuves, kad suremontuotų arba pakeistų.

PAGRINDINĖS SAUGOS NUORODOS

Šios saugos nuorodos yra ištrauka iš informacijos „Saugos ir bendrosios naudojimo nuorodos“, kurią rasite mūsų interneto svetainėje adresu < www.meyra.com >.

Nekiškite pirštų į atvirus rėmo vamzdžius (pvz., nuėmę porankius ar kojų atramas). – Pavojus susižaloti!

Naudojantis elektriniu neįgaliojo vežimėliu, net ir stovint vietoje, ir ypač važiuojant įkalnėmis / nuokalnėmis, reikia sėdėti saugioje padėtyje. – Gali įvykti nelaimingas atsitikimas!

Saugi sėdėjimo padėtis užtikrinama tuomet, kai naudotojo nugarą yra atremta į nugaros pagalvėlę, o dubuo prigludęs prie galinės sėdynės srities.

Išlipti iš elektrinio neįgaliojo vežimėlio stovint ant įkalnių / nuokalnių galima tik esant avariniam atvejui bei padedant lydinčiam asmeniui ir (arba) padėjėjui! – Gali įvykti nelaimingas atsitikimas!

Sėdynės polinkį reguliuokite tik tuomet, kai elektrinis neįgaliojo vežimėlis stovi ant horizontalaus, lygaus paviršiaus. Įkalnėse kyla pavojus, kad pakryps!

Didesnis pavojus, kad pakryps, jei nugaros atlošas palenktas tam tikru kampu.

Prieš važiuodami įsitikinkite, kad nenustatėte neigiamo sėdynės posvyrio ir kad sėdynės posvyris užtikrina saugią sėdėjimo padėtį.

Važiuodami elektriniu neįgaliojo vežimėliu neturėtumėte rūkyti.

Šviečiant tiesioginiams saulės spinduliams gali iki 41 °C įkaisti sėdynės užvalkalai / pagalvėlės, porankių pagalvėlės, kojų atramos ir rankenos. – Kyla pavojus susižaloti palietus neuždengtomis kūno vietomis! Elektrinis neįgaliojo vežimėlis neįkams, jei jį pastatysite pavėsyje.

Kartu vežamiems daiktams yra skirta pasirenkamoji daiktų dėtuovė.

Ant sėdynės sėskitės ir iš jos atsistokite tik išjungę elektrinį neįgaliojo vežimėlį ir palenkę važiavimo / stūmimo režimo perjungimo svirtį į važiavimo režimo padėtį!

Kitaip, netyčia palietus vairasvirtę, elektrinis neįgaliojo vežimėlis gali nekontroliuojamai pajudėti! – Gali įvykti nelaimingas atsitikimas!

Važiuojant gruoblėtu pagrindu tam tikromis aplinkybėmis elektrinis neįgaliojo vežimėlis gali pradėti nemaloniai vibruoti. – Tokiomis kelio atkarpomis važiuokite labai atsargiai.

Lydintysis asmuo

Prieš padėdamas naudotis, lydintysis asmuo turi būti perspėtas apie visas galimas pavojingas situacijas. Reikia patikrinti, ar stipriai pritvirtintos Jūsų elektrinio neįgaliojo vežimėlio konstrukcinės dalys, kurias valdys lydintysis asmuo.

Persėdimas iš elektrinio neįgaliojo vežimėlio

Elektriniu neįgaliojo vežimėliu privažiukite kuo arčiau tos vietos, ant kurios norite persėsti iš elektrinio neįgaliojo vežimėlio.

☞ Apie tai taip pat skaitykite skaitykite sk. *Elektrinio neįgaliojo vežimėlio užfiksavimas*, 13 psl., skaitykite sk. *Kojų atramos apatinė dalis*, 22 psl. ir skaitykite sk. *Porankio nuėmimas*, 27 psl..

☞ Mes rekomenduojame iš elektrinio neįgaliojo vežimėlio persėsti padedant padėjėjui.

Daiktų siekimas

Stenkitės per daug nelenkti viršutinės kūno dalies į priekį, į šoną arba atgal, ypač imdami arba padėdami sunkius daiktus. – Kyla pavojus, kad elektrinis neįgaliojo vežimėlis persivers arba pakryps, ypač esant siauram sėdėjimo pločiui ir dideliame sėdėjimo aukščiui (naudojant sėdynės pagalvėlę)!

Nuokalnės, įkalnės arba pasviras važiavimo kelias

Esant tam tikram važiavimo kelio nuolydžiui, dėl sumažėjusio sukibimo su žeme ženkliai padidėja pavojus, kad neįgaliojo vežimėlis pakryps, ir sumažėja stabdymo bei vairavimo galimybės.

☞ Apie tai skaitykite skaitykite sk. *Techniniai duomenys*, 53 psl..

Važiuodami įkalnėmis, nuokalnėmis ir pasvirais važiavimo keliais niekada nesilenkite posvyrio kryptimi.

Stenkitės staiga nekeisti važiavimo pobūdžio (ypač tuomet, kai parinkti kritiniai važiavimo parametrai, pvz., greito lėtinimo).

Į įkalnes ir nuo nuokalnių visada važiuokite mažu greičiu.

Į dideles įkalnes ir didelėmis nuokalnėmis važiuokite pritaikytu galutiniu greičiu.

Važiuodami įkalnėmis ir nuokalnėmis neperjunkite stūmimo režimo. Veikiant stūmimo režimui neveikia automatiniai stabdžiai.

Nestumkite elektrinio neįgaliojo vežimėlio nuokalne arba įkalne.

Važiuojant posūkais ir apsisukant įkalnėse ir nuokalnėse kyla pavojus pakrypti.

Venkite važiuoti įkalnėmis ir nuokalnėmis, kurių važiuojamosios kelios dalies kokybė netinkama. Net jei ledas, vanduo, samanos ar panašios nepalankios sąlygos yra ant vienos važiuojamosios kelio dalies pusės, kyla pavojus, kad elektrinis neįgaliojo vežimėlis praras sąlytį su žeme ir pradės nekontroliuojamai slysti. Jei reikia, nedelsdami nustatykite vairasvirtę į neutraliąją padėtį.

Niekada nevažiuokite greičiau nei žingsnio greičiu.

Važiuojant nuokalnėmis važiavimo keliui perduodama stabdymo jėga yra ženkliai mažesnė nei važiuojant lygiu keliu ir ši jėga dar labiau sumažėja dėl prastos kokybės kelio (pvz., drėgmės, sniego, skaldos, nešvarumų). Stabdomieji ratai gali pradėti pavojingai slysti, todėl netikėto krypties pasikeitimo dėl slydimo būtina išvengti atsargiai ir tinkamai stabdant.

Nuokalnės apačioje stebėkite, kad pėdų plokštelės nelieštų žemės ir jų nepažeistumėte staiga stabdydami.

Važiuojant nuolaidžiais keliais (pvz., į šoną pakrypusiu pėsčiųjų taku), elektrinio neįgaliojo vežimėlio ratai sukasi nuolydžio kryptimi. Vykstant poslinkiui į šoną, slydimo turi padėti išvengti lydintysis asmuo arba Jūs patys, pradėdami sukti priešinga kryptimi.

Kliūčių įveikimas

Gebėjimas įveikti kliūtis taip pat priklauso nuo kelio polinkio ir kojų atramos nustatymo.

Rizikinga važiuoti per bet kokią kliūtį! – Elektrinis neįgaliojo vežimėlis gali pakrypti.

Kliūčių įveikimas – tai labai pavojinga situacija, kurios metu reikia atkreipti dėmesį į saugos nuorodas, galiojančias važiuojant nuokalnėmis, įkalnėmis ir nuolydžiais keliais.

Jei įmanoma, apvažiuokite kliūtis, pvz., provėžas, bėgius, kanalizacijos dangčius ir panašius pavojaus šaltinius.

Prie mažesnių kliūčių, pvz., išsikišimų / kraštų, visada važiuokite lėtai ir stačiu kampu (90°). Kliūtį visada pervažiuokite į priekį abiem priekiniais arba galiniais ratais, pastatę vežimėlį 0,5 m atstumu. Priešingu atveju Jūsų elektrinis neįgaliojo vežimėlis gali pakrypti skersai ir Jūs galite iš jo iškristi.

Laikykitės pakankamai didelio saugaus atstumo iki daubų, laiptų, šlaitų, krantų ir kt., kad liktų pakankamai vietos / kelio atkarpos manevruoti, stabdyti ir apsisukti.

Jei įmanoma, paprašykite vieno arba kelių padėjėjų Jus iškelti iš elektrinio neįgaliojo vežimėlio ir nunešti į paskirties vietą.

Privažiuojant prie pakopos (pvz., šaligatvio krašto) galima lengvai iškristi iš elektrinio neįgaliojo vežimėlio, jei pėdų plokštelės arba kojų atramos nusileidžia ant kelio. Važiuojant per geležinkelio bėgius ar provėžas reikia būti labai atidiems. – Netikėtas krypties pasikeitimas!

Saugiai užvažiuoti laiptais neįmanoma.

Elektros įranga

Neteisingai ir (arba) netinkamai pakeistas važiavimo pobūdis gali turėti neigiamos įtakos elektrinio neįgaliojo vežimėlio ir jo naudotojo saugai. – Gali įvykti nelaimingas atsitikimas!

Draudžiama modifikuoti elektrinio neįgaliojo vežimėlio elektroninį valdiklį.

Jei elektrinis neįgaliojo vežimėlis pradėtų neįprastai reaguoti arba atliktų nekontroliuojamus važiavimo veiksmus, reikia nedelsiant perjungti vairasvirtę į neutraliąją padėtį ir (arba) iš karto išjungti elektrinį neįgaliojo vežimėlį.

Pervežimas viešuoju transportu

Jūsų elektrinis neįgaliojo vežimėlis nepritai-kytas vežti asmenis viešuoju transportu. Gali atsirasti tam tikrų apribojimų. Mes rekomenduojame naudoti viešajame transporte stabiliai įmontuotą sėdynę.

Jei vis dėlto nepavyktų išvengti sėdinčiojo elektriniame neįgaliojo vežimėlyje gabenimo viešuoju transportu, atkreipkite dėmesį į toliau pateiktas nuorodas:

- Pastatykite transporto įmonės numatytoje statymo vietoje.
- Prieš pastatydami elektrinį neįgaliojo vežimėlį, atkreipkite dėmesį į vežėjo pa-teiktas taisykles.
- Nurodytoje vietoje pastatykite savo elektrinį neįgaliojo vežimėlį priešinga važiavimui kryptimi.
- Elektrinį neįgaliojo vežimėlį reikia pa-statyti taip, kad nugaros atlošas galėtų atsiremti į statymo vietos ribotuvą.
- Be to, viena elektrinio neįgaliojo veži-mėlio pusė turi papildomai priglusti prie kito statymo vietos ribotuvo, kad įvykus nelaimingam atsitikimui ar staiga prasidėjus stabdymo manevrui elektri-nis neįgaliojo vežimėlis neslystų.
- Papildomai aktyvinkite stovėjimo stab-dį.

Važiavimas viešaisiais keliais

Atkreipkite dėmesį į Jūsų šalyje galiojančias važiavimo viešaisiais keliais taisykles ir prirai-kus pasiteiraukite platintojo, kokius priedus reikia naudoti.

Jūsų elektriniame neįgaliojo vežimėlyje yra įrengta apšvietimo įranga. Šią apšvietimo įrangą sudaro tokios dalys:

- žibintai,
- atšvaitai.

Esant prastam matomumui, ypač tamsoje, rekomenduojama primontuoti ir įjungti aktyviają apšvietimo įrangą, nes tuomet Jūs patys geriau matysite ir būsite matomi.

- ☞ Važiuojant viešaisiais keliais už elektrinio neįgaliojo vežimėlio tinkamą veikimą ir saugią būseną atsako naudotojas.
- ☞ Važiuojant viešaisiais keliais reikia vado-vautis galiojančiomis kelių eismo taisy-klėmis ir jų laikytis.
- ☞ Jei įmanoma, važiuodami tamsoje dė-vėkite šviesius, aiškiai matomus drabu-žius, kad Jūs būtumėte geriau matomi.
- ☞ Važiuodami tamsoje stenkitės nesinau-doti greitkeliais ir dviračių takais.
- ☞ Atkreipkite dėmesį, kad drabužiai ar kiti prie elektrinio neįgaliojo vežimėlio pri-tvirtinti daiktai neuždengtų apšvietimo įrangos.
- ☞ Turint fizinę negalią, pvz., aklumą, ir norint savarankiškai valdyti elektrinį neį-galiojo vežimėlį, būtina gauti gebėjimo vairuoti pažymėjimą.

VALYMAS

Plastikinių dengiamųjų medžiagų nega-lima valyti nejoniniais tensidais bei tirpi-kliais, ypač alkoholiu.

Elektrinio neįgaliojo vežimėlio nevalyki-te aukšto slėgio valymo įrenginiu! – Gali įvykti trumpasis jungimas!

Prie pagalvėlių ir užvalkalų dažniausia būna pritvirtintos priežiūros nuorodos (priežiūros etiketės).

- ☞ Tai aprašyta skyriuje skaitykite sk. *Plo-vimo instrukcijose vaizduojamų simbolių reikšmė*, 61 psl..

Kitais atvejais laikykitės toliau pateikiamų nuorodų:

- ☞ Pagalvėles valykite šiltu vandeniu ir skalbimo rankomis priemone.
- ☞ Dėmes pašalinkite kempine arba minkštu šepetėliu.
- ☞ Smarkiai prilipusius nešvarumus išvalykite prekybos vietose įsigyjama neutralia plovimo priemone.
- ☞ Neplaukite šlapiuoju būdu! Neskalkbkite skalbyklėje!

Nuvalykite švarių vandeniu ir palaukite, kol išdžius.

Važiuklę ir ratus galima drėgnai nuvalyti švelnia valymo priemone. Paskui kruopščiai nususinkite.

- ☞ Patikrinkite, ar važiuklė nepažeista korozijos, ar nėra kitokių pažeidimų.
- ☞ Plastikines dalis valykite tik šiltu vandeniu ir neutraliu valikliu arba skystu muilu.
- ☞ Naudojant prekybos vietose įsigyjamus plastiko valiklius reikia atkreipti dėmesį į gamintojo pateiktas naudojimo nuorodas.

Apšvietimo įrenginiai visada turi būti švarūs; prieš pradėdami važiuoti kiekvieną kartą patikrinkite jų veikimą.

- ☞ Elektrinės konstrukcinės dalis ir kabelius saugokite nuo vandens ir drėgmės!
 - Purškiamo vandens srovė gali sugadinti elektroniką ir valdymo skydelį.

Priežiūrai reikėtų naudoti vandens pagrindu pagamintas valymo ir priežiūros priemones be silikono.

- ☞ Reikia atkreipti dėmesį į gamintojo pateiktas naudojimo nuorodas.

Nenaudokite agresyvių valymo priemonių, pvz., tirpiklių, bei kietų šepetėlių ir t. t.

Daugiau informacijos apie valymą ir priežiūrą rasite paspaudę skirtuką < *Information*

center > (Informacijos centras) mūsų interneto puslapyje:

< www.meyra.com >.

Dengiamasis sluoksnis

Paviršius apdirbtas aukštos kokybės medžiagomis, todėl užtikrinama optimali apsauga nuo korozijos.

- ☞ Jei dengiamasis sluoksnis būtų subraižytas ar pažeistas, šias vietas galite pataisyti iš platintojo įsigyjamu dažų pieštuku.

Judančias dalis sutepus nedideliu alyvos kiekiu jos ilgiau veiks tinkamai.

Dezinfekavimas

Jei vienu gaminiu naudojasi keli asmenys (pvz., globos namuose), prieš naudojant kitam asmeniui privaloma nuvalyti prekybos vietose įsigyjama dezinfekavimo priemone.

- ☞ Prieš pradėdant dezinfekuoti reikia nuvalyti pagalvėles ir rankenas.
- ☞ Apipurkšti arba nuvalyti galima patikrintomis ir patvirtintomis dezinfekavimo priemonėmis.

Informacijos apie patikrintas ir patvirtintas dezinfekavimo priemones bei metodus gali pateikti nacionalinė sveikatos priežiūros įstaiga.

- ☞ Tam tikromis aplinkybėmis naudojamos dezinfekavimo priemonės gali pakenkti paviršiams, todėl ilgo naudojimo konstrukcinių dalių tinkamo veikimo laikas bus apribotas.
- ☞ Reikia atkreipti dėmesį į gamintojo pateiktas naudojimo nuorodas.

REMONTO DARBAI

Remonto darbus leidžiama atlikti tik platintojui.

Remontas

Norėdami atlikti remonto darbus, galite pasitikėti vietoje dirbančiu platintoju ir kreiptis į jį. Jis yra instrukuotas, kaip atlikti šiuos darbus.

Priežiūra

Jei Jums kiltų klausimų arba prireiktų pagalbos, kreipkitės į savo platintoją. Jis pakonsultuos, atliks priežiūros ir remonto darbus.

Atsarginės dalys

Atsarginių dalių galite įsigyti tik iš platintojo. Prireikus suremontuoti naudokite tik originalias atsargines dalis!

➤ Naudojant kitų gamintojų konstrukcines dalis gali atsirasti trikdžių.

Atsarginių dalių sąrašą su atitinkamais prekių numeriais ir brėžiniais turi platintojas.

Kad būtų pristatytos tinkamos atsarginės dalys, bet kuriuo atveju reikia nurodyti atitinkamą elektrinio neįgaliojo vežimėlio serijos Nr. (SN)! Jis nurodytas identifikacinėje plokštelėje.

Platintojui bet koku būdu suremontavus neįgaliojo vežimėlį, jis privalo pridėti papildomą informaciją, pvz., neįgaliojo vežimėlio naudojimo instrukcijoje pateikti montavimo / valdymo nuorodas, bei nurodyti remonto datą ir duomenis apie užsakytas atsargines dalis.


Taip vėliau užsakant atsargines dalis bus išvengta netinkamų dalių užsakymo.

Nuorodos, jei nenaudojama ilgesnį laiką

Jei ruošiatės ilgai nenaudoti, būtina imtis toliau nurodytų priemonių:

- Ne rečiau nei vieną kartą per mėnesį įkraukite akumuliatorių 16 valandų.
- Būtina laikytis laikymo temperatūros.
 - Apie tai skaitykite skyriuje skaitykite sk. *Techniniai duomenys*, 53 psl..

UTILIZAVIMAS



Utilizuoti reikia pagal galiojančias atitinkamas įstatymų galios nuostatas.

Miesto / savivaldybės administracijoje pasiteiraukite apie vietoje veikiančias utilizavimo įmones.

TECHNINIAI DUOMENYS

Visi skyriuje < *Techniniai duomenys* > pateikti duomenys yra susiję su standartine konstrukcija.

Matmens paklaida ± 15 mm, $\pm 2^\circ$.

Maks. naudotojo svorio apskaičiavimas:

Leistinas bendras svoris apskaičiuojamas sudedant elektrinio neįgaliojo vežimėlio tuščiąjį svorį ir didžiausią leistiną naudotojo (asmens) svorį.

Maks. leistiną naudotojo svorį sumažina papildomas vėliau primontuotų dalių arba багаžo svoris.

Pavyzdys:

Vairuotojas nori kartu vežtis 5 kg sveriantį bagažą. Tuomet maks. naudotojo svoris sumažėja 5 kg.

Padangų pripildymo slėgis naudojant pneumatines padangas

Didžiausias galimas padangos pripildymo slėgis nurodytas ant atitinkamos padangos.

Vairuojamojo rato padangos pripildymo slėgis

Standartas:

2,5–3,5 bar = 2500–3500 hPa = 36–50 psi

Varančiojo rato padangos pripildymo slėgis

Standartas:

3,0–4,0 bar = 3000–4000 hPa = 44–58 psi

Veikimo nuotolis

Mūsų nurodyti vardiniai duomenys galioja tik laikantis ISO 7176-4.

Veikimo nuotolis dažniausia priklauso nuo toliau nurodytų veiksnių:

- akumuliatoriaus įkrovos būklė,
- vairuotojo svoris,
- važiavimo greitis,
- važiavimo būdas,
- kelio savybės,
- važiavimo sąlygos,
- aplinkos temperatūra.

Veikimo nuotolį gerokai apriboja šie veiksniai:

- dažnas važiavimas rampomis,
- nepakankamai įkraunami pavaros akumuliatoriai,
- žema aplinkos temperatūra (pvz., žiemą),
- dažnas pajudėjimas iš vietos ir stabdymas (pvz., prekybos centre),
- pasenę, sulfatuoti pavaros akumuliatoriai,
- priverstiniai, dažni manevrai vairuojant,
- sumažintas važiavimo greitis (ypač važiuojant žingsnio greičiu).

Esant šioms sąlygoms, normaliomis važiavimo sąlygomis dar galimas veikimo nuotolis sumažėja dar maždaug 80–40 % nuo vardinės vertės.

Gebėjimas kilti įkalne

Jeigu įkalnės ir nuokalnės viršija leistinas vertes, dėl saugumo jomis (pvz., rampomis) reikėtų važiuoti be vairuotojo!

Taikyti standartai

Elektrinis neįgaliojo vežimėlis atitinka šį standartą:

- EN 12184
- ISO 7176-8
- ISO 7176-19
- ☞ Saugumo bandymas, kurio metu elektrinis neįgaliojo vežimėlis buvo pritvirtintas transporto priemonės saugos diržų sistema, buvo įvertintas pagal D priede nurodytus patikros metodus.
- ☞ Susidūrimo bandymas buvo atliktas ir patvirtintas su šiomis tvirtinimo sistemomis:
 - 4 taškuose tvirtinama sistema pagal ISO 10542.
- ☞ Prie gaminių pridedami atitinkami gaminio lydintieji dokumentai.
- ☞ Specialųjį tvirtinimo sistemos dokumentą rasite ir gaminio rubrikoje < *Naudojimo instrukcija* >, mūsų interneto svetainėje < www.meyra.com >.

Pagal EN 12184 standartą modelis „Optimus 2“ priskiriamas C įrenginių klasei.

Mūsų naudojamų konstrukcinių grupių ir komponentų atsparumas degimui atitinka EN 1021-2 standarto reikalavimus.

Modelio 2.322 duomenys pagal ISO 7176-15 standartą

	min.	maks.
Bendras ilgis su kojų atrama	1190 mm	1500 mm
Bendras plotis	680 mm	700 mm
Bendroji masė, vertės () nurodytos 15 km nuvažiuojančiam modeliui	– kg	330 (300) kg
Naudotojo masė (įsk. krovinį) , vertės () nurodytos 15 km nuvažiuojančiam modeliui	– kg	150 (120) kg
Sunkiausios dalies masė	– kg	3,7 kg
Esamas sėdėjimo gylis	420 mm	530 mm
Esamas sėdėjimo plotis	380 mm	550 mm
Ilgis sulanksčius	– mm	– mm
Plotis sulanksčius	– mm	– mm
Aukštis sulanksčius	– mm	– mm
Sėdynės priekinio krašto aukštis	580 mm	650 mm
Sėdėjimo kampas	5°	20°
Nugaros atlošo kampas	-10°	50°
Nugaros atlošo aukštis	580 mm	640 mm
Pakojis iki sėdynės (blauzdos ilgis)	380 mm	550 mm
Kampas ties kojų atrama ir sėdimuoju paviršiumi	110°	180°
Porankio aukštis nuo sėdimosios paviršiaus	190 mm	280 mm
Nugaros atlošas iki porankio priekinio krašto	280 mm	420 mm
Gebėjimas įveikti kliūtis, atsižvelgiant į blauzdos ilgį	mm	110 mm
Mažiausias posūkio spindulys	1200 mm	–
Didžiausias greitis pirmyn (priklauso nuo įrangos)	6 km/h	15 km/h
Mažiausias stabdymo kelias, važiuojant 6 km/h, vertės () nurodytos 15 km nuvažiuojančiam modeliui	1000 mm	4500 mm
Veikimo nuotolis (važiuojant 6 km/h) , vertės () nurodytos 15 km nuvažiuojančiam modeliui	50 (50) km	85 (60) km
Ašies horizontalioji padėtis	– mm	– mm

Modelio 2.322 duomenys pagal ISO 7176-15 standartą

	min.	maks.
<u>Nominalioji įkalnė</u>		
Statinis stabilumas važiuojant nuokalne	–°	15,5°
Statinis stabilumas važiuojant įkalne	–°	15,5°
Statinis stabilumas šonine kryptimi	–°	15,5°
Dinaminis stabilumas važiuojant įkalne	–°	10°

Kiti modelio 2.322 techniniai duomenys

	min.	maks.
Garso lygis		< 70 dB(A)
Apsaugos laipsnis		IP X4
Būtina erdvė apsisukti	1400 mm	
Pavaros valdymas	A	24 V / 100 A
Pavaros galia		950 W
Pagrindinis saugiklis		100 A
Apšvietimas		12 V
Apkrova	– kg	10 kg
Priekinės ašies apkrova, leistina važiuojant 6 km/h ir 10 km/h Vertės () nurodytos 15 km nuvažiuojančiam modeliui	– kg	210 (190) kg
Galinės ašies apkrova, leistina važiuojant 6 km/h ir 10 km/h Vertės () nurodytos 15 km nuvažiuojančiam modeliui	– kg	140 (130) kg
Pavaros prošvaisa		110 mm
Akumuliatoriaus padėklo prošvaisa		140 mm
Tuščiasis svoris (su pavaros akumuliatoriais)	120 kg	152 kg
Tuščiasis svoris (be pavaros akumuliatorių)	72 kg	
Bendras aukštis	1100 mm	1300 mm

Kiti modelio 2.322 techniniai duomenys

	min.	maks.
<u>Transportavimo matmenys</u>		
Ilgis (be kojų atramų)	1030 mm	1340 mm
Plotis (be porankių)	680 mm	
Aukštis (nugaros atlošas užlenktas į priekį ant sėdynės)	780 mm	950 mm
<u>Klimatiniai duomenys</u>		
Aplinkos temperatūra	nuo -25 °C iki +50 °C	
Laikymo su pavaros akumuliatoriais temperatūra	nuo -25 °C iki +50 °C	
Laikymo be pavaros akumuliatorių temperatūra	nuo -40 °C iki +65 °C	
<u>Vairuojamasis ratas</u>		
4.00 – 5 (12,5") ø 320 mm	Oras 2,5 bar (35 psi)	
<u>Varantysis ratas</u>		
5.30/4.50 – 6 (14") ø 360 mm	Oras 2,5 bar (35 psi)	
<u>Pavaros akumuliatoriai</u>		
2 x 12 V 70 Ah (5 h) / 79 Ah (20 h)	uždari, nereikia techninės priežiūros	
2 x 12 V 80 Ah (5 h) / 97 Ah (20 h)	uždari, nereikia techninės priežiūros	
2 x 12 V 105 Ah (5 h) / 120 Ah (20 h)	uždari, nereikia techninės priežiūros	
Maks. akumuliatoriaus matmenys (l x P x A)	345 x 174 x 262 mm	
Įkrovimo srovė	6 A	12 A

Matmenys naudojant sėdynę „Ergoseat“ (kodai 948 / 950, be galvos atramos)

	min.	maks.
Ilgis virš pėdų plokštelės	1190 mm	1500 mm
Bendrasis plotis		680 mm
Aukštis		1100 mm
Sėdėjimo gylis	450 mm	490 mm
Sėdynės plotis, kodas 43	380 mm	500 mm
Sėdynės plotis, kodas 48	480 mm	560 mm
Sėdėjimo aukštis	– mm	580 mm
Sėdynės polinkis	5°	20°
Nugaros atlošo aukštis		540 mm
Porankio aukštis nuo sėdynės viršutinio krašto	170 mm	270 mm
<u>Transportavimo matmenys (be kojų atramos, be galvos atramos):</u>		
Ilgis	– mm	1030 mm
Plotis		680 mm
Aukštis (nugaros atlošas užlenktas į priekį ant sėdynės)	– mm	780 mm


Matmenys naudojant sėdynę „Ergostar“ (kodas 961, be galvos atramos)

	min.	maks.
Ilgis virš pėdų plokštelės	1190 mm	1500 mm
Bendrasis plotis		680 mm
Aukštis		1170 mm
Sėdėjimo gylis	– mm	500 mm
Sėdynės plotis, kodas 24	– mm	500 mm
Sėdynės plotis, kodas 106	430 mm	560 mm
Sėdėjimo aukštis	– mm	590 mm
Sėdynės polinkis	7°	22°
Nugaros atlošo aukštis		640 mm
Porankio aukštis nuo sėdynės viršutinio krašto (kodas 24)	210 mm	250 mm
Porankio aukštis nuo sėdynės viršutinio krašto (kodas 106)	150 mm	250 mm
Transportavimo matmenys (be kojų atramos, be galvos atramos):		
Ilgis (nugaros atlošas užlenktas į priekį)	– mm	1030 mm
Ilgis (nugaros atlošas užlenktas atgal)	– mm	1340 mm
Plotis		680 mm
Aukštis (nugaros atlošas užlenktas į priekį)	– mm	950 mm
Aukštis (nugaros atlošas užlenktas atgal)	– mm	720 mm

Prie elektrinio neįgaliojo vežimėlio priklijuotų lipdukų reikšmė



Perskaitykite naudojimo instrukciją ir pridėtus dokumentus.



Nekelkite elektrinio neįgaliojo vežimėlio už porankių arba kojų atramų.
Negalima nešti už nuimamųjų dalių.




Važiavimo režimas



Stūmimo režimas





Stumkite tik ant lygių paviršių.



Nuoroda ant įkrovimo lizdo.



Gaminį galima naudoti kaip sėdynę transporto priemonėje.



Tvirtinimo taškas gabenant neįgaliuosius ir transportavimo apsauga.



Gaminio **negalima** naudoti kaip sėdynės transporto priemonėje.



Nuoroda dėl pavojaus prispausti. – Nekiškite rankų.



Nuoroda dėl pavojaus prispausti.
Viršutinė konstrukcinė dalis pritvirtinta taip, kad galėtų judėti arba suktis, todėl apatinėje srityje gali prispausti.
– Nelieskite prispaudimo vietos srities.

Prie elektrinio neįgaliojo vežimėlio priklijuotų lipdukų reikšmė



Dėmesio!

Neatlikite priežiūros darbų.

Dujinės slėgio spyruoklės dujų slėgio rezervuare yra slėgis.
– Didesnė nelaimingo atsitikimo tikimybė!



Naudojimas važiuojančiose transporto priemonėse. – Išjunkite arba perjunkite 3 važiavimo programą.

Plovimo instrukcijose vaizduojamų simbolių reikšmė

(simboliai atitinka Europos standartą)



Švelnaus skalbimo ciklas. Aukščiausia skalbimo temperatūra nurodyta °C.



Normalaus skalbimo ciklas. Aukščiausia skalbimo temperatūra nurodyta °C.



Skalbti rankomis



Negalinti.



Negalima džiovinti džiovyklėje.



Nelyginti.



Nevalyti cheminiu būdu.

Identifikacinėje plokštelėje pateiktų simbolių reikšmė



Gamintojas



Užsakymo numeris



Serijos numeris




Pagaminimo data



Leist. naudotojo svoris



Leist. bendras svoris



Leist. ašių apkrova



Leist. įkalnė



Leist. nuokalnė

max. ... km/h

Leist. didžiausias greitis



Gaminį galima naudoti kaip sėdynę transporto priemonėje.



Maks. leist. naudotojo svoris, jei gaminį leidžiama naudoti kaip sėdynę transporto priemonėje.



Gaminio **negalima** naudoti kaip sėdynės transporto priemonėje.



Medicinos produktas

PATIKROS PATVIRTINIMAS

Elektrinio neįgaliojo vežimėlio duomenys:

Modelis:

Važtaraščio Nr.:

Serijos Nr. (SN):

Rekomenduojama saugos patikra po 2 metų (vėliausiai po 12 mėnesių)

Platintojo spaudas:

Parašas: _____

Vieta, data: _____

Kita saugos patikra po 12 mėnesių

Data: _____

Rekomenduojama saugos patikra po 4 metų (vėliausiai po 12 mėnesių)

Platintojo spaudas:

Parašas: _____

Vieta, data: _____

Kita saugos patikra po 12 mėnesių

Data: _____

Rekomenduojama saugos patikra po 1 metų (vėliausiai po 12 mėnesių)

Platintojo spaudas:

Parašas: _____

Vieta, data: _____

Kita saugos patikra po 12 mėnesių

Data: _____

Rekomenduojama saugos patikra po 3 metų (vėliausiai po 12 mėnesių)

Platintojo spaudas:

Parašas: _____

Vieta, data: _____

Kita saugos patikra po 12 mėnesių

Data: _____

Rekomenduojama saugos patikra po 5 metų (vėliausiai po 12 mėnesių)

Platintojo spaudas:

Parašas: _____

Vieta, data: _____

Kita saugos patikra po 12 mėnesių

Data: _____

ATSAKOMYBĖ UŽ TRŪKUMUS / GARANTIJA

Nesilaikant naudojimo instrukcijos, netinkamai atliekant techninės priežiūros darbus bei be mūsų sutikimo atlikus techninių pakeitimų ir patobulinimų (primontavus dalis) netenkama teisės teikti pretenzijas dėl atsakomybės už gaminio trūkumus bei reikalauti garantijos suteikimo.

Nacionalinės pretenzijų dėl atsakomybės už trūkumus arba garantijos suteikimo sąlygos tarp jūsų ir jūsų specializuoto prekybos atstovo gali skirtis nuo šiame skyriuje nurodytų sąlygų.

Remdamiesi mūsų Bendrosiomis sandorių sudarymo sąlygomis mes prisiimame atsakomybę už šio gaminio trūkumus ir prirėikus suteikiame nurodytą bei sutartą garantiją. Norėdami pateikti pretenzijų dėl atsakomybės už trūkumus arba garantijos suteikimo, kreipkitės į savo platintoją ir pateikite jam šį ATSAKOMYBĖS UŽ TRŪKUMUS / GARANTIJOS SUTEIKIMO SKIRSNĮ bei nurodykite reikiamus duomenis – modelio pavadinimą, važtaraščio Nr., pristatymo datą ir serijos numerį (SN).

Serijos numeris (SN) nurodytas identifikacinėje plokštelėje.

Kad atsakomybės už gaminio trūkumus arba garantijos suteikimo pretenzijos būtų priimtoms, bet kuriuo atveju gaminys turėjo būti naudojamas pagal paskirtį, platintojas turėjo naudoti originalias atsargines dalis bei turėjo būti reguliariai atliekama techninė priežiūra ir patikra.

Garantija nesuteikiama paviršiaus pažeidimams, ratų padangoms, pažeidimams dėl atsilaisvinusių varžtų ar veržlių bei dažnai atliekant montavimo darbus nusidėvėjusioms tvirtinimo angoms.

Taip pat garantija nesuteikiama atsiradus pavaros ir elektronikos pažeidimams, kai žala padaroma netinkamai valant garų srauto prietaisais arba tyčia ar netyčia sušlapinus komponentus.

Nepriimame pretenzijų už gaminio trūkumus ir nesuteikiame garantijos triktims, kurios atsirado dėl spinduliuotės šaltinio, pavyzdžiui, didelę spinduliuojamąją galią skleidžiančių mobiliojo ryšio telefonų, didelio atkūrimo tikslumo sistemų ir kitų trukdžių, kurių vertės neatitinka standartinių specifikacijų.

Ši naudojimo instrukcija yra gaminio sudedamoji dalis, todėl ją reikia perduoti kitam naudotojui arba savininkui.

Norėdami įvertinti mūsų gaminius, tai galite padaryti mūsų < *Information center* > (Informacijos centro) srityje < *Priežiūra po pateikimo rinkai* >, apsilankę mūsų interneto svetainėje < www.meyra.com >.

Pasiliekame teisę atlikti techninius pakeitimus, siekdami patobulinti gaminius.



Šis gaminys atitinka EB direktyvą 93/42/EEB ir nuo 2021-05-25 įsigaliojusius reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos produktų reikalavimus.

Atsakomybės už trūkumus / garantijos skirsnis

Užpildykite! Jei reikia, nukopijuokite ir nusiųskite kopiją savo platintojui.

Atsakomybė už trūkumus / garantija

Modelio pavadinimas:

Važtaraščio Nr.:

SN (žr. identifikacinę plokštelę):

Pristatymo data:

Platintojo spaudas:

Patikros patvirtinimas norint perduoti

Elektrinio neįgaliojo vežimėlio duomenys:

Serijos Nr. (SN):

Modelis:

Važtaraščio Nr.:

Platintojo spaudas:

Parašas: _____

Vieta, data: _____

Kita saugos patikra po 12 mėnesių

Data: _____

Jūsų platintojas

MEYRA GmbH

Meyra-Ring 2



32689 Kalletal-Kalldorf

VOKIETIJA



Tel. +49 5733 922 - 311

Faks. +49 5733 922 - 9311



info@meyra.de

www.meyra.de